

Patient avancé Trolley de transport

Modèle SKB041-1

Manuel de l'utilisateur



Contenu

1. Introduction au manuel.....	2
2. Champ d'application	2
3. Caractéristiques	2
4. Paramètres techniques	2
5. Liste des pièces	2
6. Méthode d'utilisation	3
7. Mise en garde	6
8. Avertissement	6
9. Entretien	6
10. Stockage.....	7
11. Transport.....	7

Note : L'apparence des produits décrits dans ce manuel est légèrement différente, ce qui n'affecte pas les performances du produit. Nous vous remercions de votre compréhension si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation.

1. Manuel Introduction

Veuillez lire attentivement les instructions car elles fournissent des informations importantes sur la SÉCURITÉ PENDANT L'UTILISATION ET LES PROCÉDURES D'ENTRETIEN les descriptions et les images contenues dans la publication ne sont pas contraignantes ; nous avons le droit de modifier toute information à des fins d'amélioration sans aucune obligation de mettre à jour ce manuel. Les graphiques et les images contenus dans ce manuel ne sont que des exemples et peuvent améliorer les produits.

2. Applicable Champ d'application

Utilisé comme mobilier hospitalier, pour le transport, l'installation et le traitement des patients. Non stérile.

3. Caractéristiques

Le chariot est équipé d'un système de freinage centralisé de pointe au niveau international et 200 roulettes anti-poussière lui permettent de se déplacer de manière stable, fiable et légère. Le lit peut être levé et abaissé, incliné vers l'avant et vers l'arrière, ce qui est contrôlé par la pédale située sur les deux côtés du lit. Le couvercle inférieur est fabriqué en PP et façonné par injection, ce qui permet de le nettoyer facilement. La surface du chariot est de structure séparée et la partie supérieure est soutenue par un grand poteau hydraulique importé pour que le lit ne se balance jamais. Il est complété par un support de perfusion, un crochet de drainage et des barrières latérales pliables en alliage d'aluminium. Il s'agit du meilleur choix pour la salle d'urgence, l'unité de soins intensifs, le lit de l'unité de soins intensifs et le lit d'urgence pour le transfert du patient. Le lit est fabriqué en tube d'acier galvanisé et sa surface est revêtue par pulvérisation électrostatique. Le dossier est fabriqué à partir de panneaux américains électrotypés.

4. Paramètres techniques

Modèle	SKB041-1
Taille totale (L*L*H)	1900*640*550-850mm
Angle d'inclinaison du dossier	0°-75°(±5°)
Palier de chargement	220 kg
Épaisseur du matelas	30 mm

5. Liste des pièces

Note : Veuillez vérifier les pièces avant d'utiliser la table.

Chariot-brancard		Veuillez essayer le chariot conformément au manuel avant de l'utiliser.
Pôle IV		La perche à perfusion est rangée au fond du chariot. Introduisez-la dans le trou (4 numéros aux coins).
Roues tampons		Les roues tampons sont dans l'emballage, mais ne sont pas fixées. Veuillez les fixer à l'aide de vis avant de les utiliser.

6. Utiliser la méthode

6.1 Fixer les pièces ci-dessus dans les bonnes positions avant d'utiliser le chariot.

Mettez le matelas en place et assurez-vous que le matelas est limité à l'intérieur de la barre de support du matelas (figure 1).



Figure 1

6.2 Actionner manuellement la position du dossier.

Saisir la barre jaune au niveau de la plaque de tête et soulever la plaque de tête. L'angle peut être réglé de 0 à 75° (figures 2 et 3).




Figure 2



Figure 3

6.3 Réglage de la hauteur par manivelle manuelle.

Tournez la manivelle pour régler la hauteur. Figure4&Figure5.



Figure 4




Figure 5

6.4 Utilisez la rampe latérale.

Le garde-corps est de type escamotable. Tirez le bouton et posez le garde-corps. Elle peut être repliée. (Figure 6)

REMARQUE : verrouillez toujours la rampe lorsque le patient est sur le chariot.

Figure 6



6.7 Déplacer et arrêter le chariot.

6.7.1 Frein

Appuyez sur la pédale rouge pour freiner le chariot. Appuyez sur la pédale verte pour déplacer le chariot. (Figure y)

6.7.2 Roue de direction

Il y a une cinquième roue directionnelle sous le chariot. Appuyez sur la pédale rouge, pour une direction unique, la roue conduira le chariot à se déplacer dans une direction unique. En appuyant sur la pédale verte, pour une direction multiple, les roues sont cachées vers le haut, de sorte que le chariot peut être déplacé dans n'importe quelle direction. (Figure 7)



Figure 7



Figure 8

6.8 Stocker la bouteille d'oxygène

Un emplacement est prévu pour le stockage de la bouteille d'oxygène. Il se trouve sur la base inférieure. (Figure 9)



Figure 9

7. Attention

- 7.1 Les opérateurs doivent lire attentivement ce manuel, suivre les instructions et se familiariser avec les procédures correctes d'utilisation et d'entretien du chariot, faute de quoi l'entreprise n'est pas responsable des risques encourus.
- 7.2 Vérifier que les pièces sont bien installées dans les bonnes positions avant de les utiliser.
- 7.3 Interdiction des actions illégales et barbares et des opérations de surcharge, afin d'éviter qu'une utilisation inappropriée n'endommage le lit.
- 7.4 Lors du relèvement du dossier, aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin du relèvement.
- 7.5 Après chaque utilisation, la table doit être placée dans la position la plus basse pour que le mécanisme de levage soit le moins sollicité possible, et les unités auxiliaires doivent être remises à leur place d'origine.

8. Avertissement

- ⚠ NE PAS LAISSER DE JEUNES ENFANTS SUR OU PRES DU LIT PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. ⚠ NE PAS LAISSER CET APPAREIL ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS EN BAS ÂGE.
- ⚠ LORS DE L'UTILISATION DES FONCTIONS DU LIT, VEILLEZ TOUJOURS À CE QUE LA PERSONNE CONFINÉE DANS LE LIT SOIT CORRECTEMENT POSITIONNÉE DANS LES LIMITES DU LIT. NE LAISSEZ AUCUNE EXTRÉMITÉ DÉPASSER SUR LE CÔTÉ OU ENTRE LES BARRIÈRES DU LIT LORS DE L'EXÉCUTION DE TOUTE FONCTION.
- ⚠ LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT/DE PRÉCAUTION APPOSÉES SUR LE LIT DÉCRIVENT LES RISQUES OU LES PRATIQUES DANGEREUSES QUI POURRAIENT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- ⚠ LORS DE L'UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ADMINISTRATION DE TYPE NASAL OU MASQUÉ, LES TUYAUX D'OXYGÈNE OU D'AIR DOIVENT ÊTRE ACHÉMINÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT AFIN D'ÉVITER QU'ILS NE S'EMMÊLENT ET NE FINISSENT PAR SE ROMPRE PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU LIT.
- ⚠ MAINTENIR TOUTES LES PARTIES MOBILES LIBRES D'OBSTRUCTIONS (C'EST-À-DIRE COUVERTURES/ DRAPS, COUVERTURES CHAUFFANTES/ COUSSINS, TUYAUX, CÂBLES ET AUTRES TYPES DE PRODUITS)

9. Liste de contrôle de l'entretien

- 9.1 Les accessoires se déplacent et s'enclenchent correctement
- 9.2 Le dossier fonctionne et s'enclenche correctement
- 9.3 Fonctionnement correct de l'étage auxiliaire
- 9.4 Fonctionnement correct de la position de Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
- 9.5 Pas de déchirures ou de fissures dans la housse du matelas
- 9.6 Chaîne de terre intacte
- 9.7 Accessoires et matériel de montage en bon état et fonctionnant correctement

NOTE

L'entretien préventif doit être effectué au moins une fois par an. L'entretien préventif peut devoir être effectué plus fréquemment en fonction du niveau d'utilisation du produit.

10. Stockage

10.1 Stocker ce chariot dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la corrosion.

11. Transport

11.1 Être transféré par des moyens de transport courants : bateau, avion, train, camion.

11.2 Le lit d'hôpital peut être manipulé manuellement.

11.3 Pas de jet ou de chute lors du transbordement.



MODEL:SKB041-1 | REF.: 319-SKB041-1

**CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES/TRANSPORT BED WITH HANDRAILS
FOR PATIENTS / BRANCARD TRANSPORT DES PATIENTS / LETTO PER TRASPORTO
PAZIENTI / TRANSPORTE DE MACA CORRIMAO/ PATIENTEN TRANSPORT LIEGE**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China |



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica.Paterna,
Valencia(Spain)

LOT:HW25034