

Paziente avanzato Carrello di trasporto

Modello SKB041-1

Manuale d'uso



Contenuti

1. Introduzione al manuale.....	2
2. Ambito di applicazione.....	2
3. Caratteristiche	2
4. Parametri tecnici	2
5. Elenco delle parti	2
6. Metodo di utilizzo	3
7. Attenzione	6
8. Avvertimento	6
9. Manutenzione	6
10. Conservazione	7
11. Trasporto	7

Nota: l'aspetto dei prodotti descritti nel presente manuale è leggermente diverso, ma ciò non influisce sulle prestazioni del prodotto. Si prega di comprendere se vi porterà qualche inconveniente durante il funzionamento.

1. Manuale Introduzione

Si prega di leggere attentamente le istruzioni perché forniscono importanti informazioni sulla SICUREZZA DURANTE L'USO E LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE. Le descrizioni e le immagini contenute nella pubblicazione non sono vincolanti; ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione a scopo di miglioramento senza alcun obbligo di aggiornare il presente manuale. La grafica e le immagini contenute in questo manuale sono solo esempi e possono migliorare i prodotti.

2. Applicabile Ambito di applicazione

Utilizzati come arredi ospedalieri, per il trasporto, la sistemazione e il trattamento dei pazienti. Non sterile.

3. Caratteristiche

Il carrello è dotato di un avanzato sistema frenante a controllo centrale e di 200 ruote antipolvere che lo fanno muovere in modo stabile, affidabile e leggero. Il letto può essere sollevato e abbassato, inclinato in avanti e all'indietro, e viene controllato dalla pedaliera posta su due lati del letto. Il coperchio inferiore è realizzato in materiale PP e sagomato a iniezione una volta che può essere facilmente pulito. La superficie del carrello è a struttura separata e la parte superiore è sostenuta da un palo idraulico di grandi dimensioni importato per non far oscillare il letto. È completato da un supporto per infusione, da un gancio di drenaggio e da laterali pieghevoli in lega di alluminio. È la scelta migliore per il pronto soccorso, l'unità di terapia intensiva, il letto di terapia intensiva e il letto di emergenza per il trasferimento del paziente. Il letto è realizzato in tubo d'acciaio zincato e rivestito in superficie con spray elettrostatico. Il pannello posteriore è realizzato in cartone americano elettrotipizzato.

4. Parametri tecnici

Modello	SKB041-1
Dimensioni complessive (L*L*H)	1900*640*550-850 mm
Angolazione dello schienale	0°-75°(±5°)
Cuscinetto di carico	220 kg
Spessore del materasso	30 mm

5. Elenco delle parti

Nota: controllare le parti prima di utilizzare il tavolo.

Carrello portabarella		Prima dell'uso, provare il carrello secondo le indicazioni del manuale.
IV polo		L'asta per flebo è riposta nella parte inferiore del carrello. Inserirla nell'apposito foro (4 pezzi agli angoli).
Ruote tampone		Le ruote paracolpi sono nella confezione, non fissate. Si prega di fissarle con le viti prima dell'uso.

6. Utilizzare il metodo

6.1 Fissare le parti di cui sopra nella giusta posizione prima di azionare il carrello.

Indossare il materasso e assicurarsi che il materasso sia limitato all'interno della barra porta-materasso (Figura 1).



Figura 1

6.2 Azionare manualmente la posizione dello schienale.

Afferrare la barra gialla sulla piastra della testa e sollevarla. L'angolo può essere regolato da 0 a 75° (Figura 2 e 3).




Figura 2



Figura 3

6.3 Regolazione dell'altezza tramite manovella manuale.

Ruotare la manovella per regolare l'altezza. Figura 4 & Figura 5.



Figura 4




Figura 5

6.4 Utilizzare la ringhiera laterale.

La ringhiera è di tipo pieghevole. Estrarre la manopola e abbassare la ringhiera. Può essere ripiegato. (Figura 6)

NOTA: bloccare sempre il parapetto quando il paziente è sul carrello.

Figura 6



6.7 Spostare e fermare il carrello.

6.7.1 Freno

Premere il pedale rosso per frenare il carrello. Premere il pedale verde per muovere il carrello. (Figura y)

6.7.2 Ruota di direzione

Sotto il carrello è presente una ruota di quinta direzione. Se si preme il pedale rosso verso il basso, la ruota si muoverà in una sola direzione. Se si abbassa il pedale verde, per la multidirezionale, le ruote vengono nascoste verso l'alto, in modo che il carrello possa essere spostato in qualsiasi direzione. (Figura 7)



Figura 7



Figura 8

6.8 Conservare la bombola di ossigeno

C'è un posto per riporre la bombola di ossigeno. Si trova sulla base inferiore. (Figura 9)



Figura 9

7. Attenzione

- 7.1 Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, seguire le istruzioni e familiarizzare con le corrette procedure di funzionamento e manutenzione del carrello, altrimenti l'azienda non è responsabile per i pericoli che si verificano.
- 7.2 Controllare che le parti siano ben installate nella giusta posizione prima di metterle in funzione.
- 7.3 Vietate le azioni illegali e barbare e il funzionamento in sovraccarico, per evitare che l'uso improprio danneggi il letto.
- 7.4 Quando si solleva lo schienale, non ci devono essere ostacoli sulla via di sollevamento.
- 7.5 Dopo ogni utilizzo, il tavolo deve essere collocato nella posizione più bassa per ridurre al minimo l'utilizzo del meccanismo di sollevamento e le unità ausiliarie devono essere rimesse al loro posto.

8. Avvertenze

- ⚠ NON PERMETTERE AI BAMBINI PICCOLI DI SALIRE O AVVICINARSI AL LETTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. ⚠ NON PERMETTERE CHE QUESTO DISPOSITIVO VENGA UTILIZZATO DA BAMBINI PICCOLI.
- ⚠ QUANDO SI AZIONA LA FUNZIONE DEL LETTO, ASSICURARSI SEMPRE CHE LA PERSONA CONFINATA LETTO SIA POSIZIONATA CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DEI CONFINI DEL LETTO. NON LASCIARE CHE LE ESTREMITÀ SPORGANO OLTRE IL LATO O TRA LE SPONDE DEL LETTO DURANTE L'ESECUZIONE DI QUALSIASI FUNZIONE.
- ⚠ LE ETICHETTE DI AVVERTENZA/PRECAUZIONE APPLICATE AL LETTO DESCRIVONO I PERICOLI O LE PRATICHE NON SICURE CHE POTREBBERO CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI.
- ⚠ QUANDO SI UTILIZZA UN'APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE NASALE O IN MASCHERA, I TUBI DELL'OSSIGENO O DELL'ARIA DEVONO ESSERE INSTRADATI E FISSATI IN MODO APPROPRIATO PER GARANTIRE CHE I TUBI NON SI IMPIGLINO E NON SI SPEZZINO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL LETTO.
- ⚠ MANTENERE TUTTE LE PARTI MOBILI LIBERE DA OSTRUZIONI (AD ES. COPERTE/LENZUOLA, COPERTE/PADELLE RISCALDANTI, TUBI, CABLAGGI E ALTRI TIPI DI PRODOTTI)

9. Lista di controllo della manutenzione

- 9.1 Gli accessori si muovono e si agganciano correttamente
- 9.2 Lo schienale funziona e si aggancia correttamente
- 9.3 Lo stadio ausiliario funziona correttamente
- 9.4 Trendelenburg/ Trendelenburg inverso funzionano correttamente
- 9.5 Nessun strappo o crepa nel rivestimento del materasso
- 9.6 Catena di terra intatta
- 9.7 Accessori e ferramenta di montaggio in buone condizioni e funzionanti correttamente

NOTA

La manutenzione preventiva deve essere eseguita almeno una volta all'anno. Potrebbe essere necessario eseguire manutenzione preventiva con maggiore frequenza in base al livello di utilizzo del prodotto.

10. Immagazzinamento


10.1 Conservare il carrello in un luogo a prova di umidità e non soggetto a corrosione.

11. Trasporto

11.1 Essere trasferiti con i comuni strumenti di trasporto: nave, aereo, treno, camion.

11.2 Il letto ospedaliero può essere movimentato manualmente.

11.3 Non è consentito lanciare o far cadere il prodotto durante il trasbordo.



MODEL:SKB041-1 | REF.: 319-SKB041-1

**CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES/TRANSPORT BED WITH HANDRAILS
FOR PATIENTS / BRANCARD TRANSPORT DES PATIENTS / LETTO PER TRASPORTO
PAZIENTI / TRANSPORTE DE MACA CORRIMAO/ PATIENTEN TRANSPORT LIEGE**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China |



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq. Emp. Tactica.Paterna,
Valencia(Spain)

LOT:HW25034