

Doente avançado Transporte Trolley

Modelo SKB041-1

Manual do utilizador



Conteúdo

1. Introdução ao manual.....	2
2. Âmbito de aplicação	2
3. Características.....	2
4. Parâmetros técnicos	2
5. Lista de peças.....	2
6. Método de utilização	3
7. Precaução.....	6
8. Advertência.....	6
9. Manutenção	6
10. Armazenamento	7
11. Transporte	7

Nota: A aparência dos produtos descritos neste manual é um pouco diferente, o que não afecta o desempenho do produto. Por favor, compreenda se isso causar algum incómodo durante o funcionamento.

1. Manual Introdução

Leia atentamente as instruções, uma vez que estas fornecem informações importantes sobre SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO. As descrições e imagens contidas na publicação não são vinculativas; temos o direito de modificar qualquer informação para fins de aperfeiçoamento sem qualquer obrigação de atualizar este manual. Os gráficos e imagens contidos neste manual são apenas exemplos e podem ser melhorados em relação aos produtos.

2. Aplicável Âmbito de aplicação

Utilizado como mobiliário hospitalar, para transportar, pousar e tratar doentes. Não estéril.

3. Características

O sistema avançado internacional de travões controlados centralmente é aplicado ao carrinho e 200 rodízios à prova de pó fazem com que o carrinho se mova de forma estável, fiável e leve. A cama pode ser levantada e baixada, inclinada para a frente e para trás, o que é controlado pelo pedal situado nos dois lados da cama. A cobertura inferior é feita de material PP e moldada por injeção que pode ser facilmente limpa. A superfície do carrinho é de estrutura separada e a parte superior é suportada pelo grande poste hidráulico importado para que a cama nunca balance. É completada com suporte de infusão, gancho de drenagem e grades laterais de liga de alumínio dobráveis. É a melhor escolha para sala de emergência, UTI, cama de UTI e cama de emergência para transferência de pacientes. A cama é feita de tubo de aço galvanizado e a superfície é revestida por pulverização eletrostática. A placa traseira é feita de placa electrotipada americana.

4. Técnica parâmetros

Modelo	SKB041-1
Tamanho total (C*L*A)	1900*640*550-850mm
Gama de ângulos do encosto	0°-75°(±5°)
Rolamento de carga	220 kg
Espessura do colchão	30 mm

5. Lista das peças

Nota: Verificar as peças antes de utilizar a mesa.

Carrinho de maca		Antes de utilizar o carrinho, é necessário experimentá-lo de acordo com o manual.
Pólo IV		A haste de soro está guardada na parte inferior do carrinho. Colocá-lo no orifício (4 nos cantos).
Rodas amortecedoras		As rodas amortecedoras estão na embalagem, não estão fixas. Por favor, fixe-as com parafusos antes de as utilizar.

6. Utilizar o método

6.1 Fixar as peças acima referidas nas posições corretas antes de utilizar o trólei.

Coloque o colchão e certifique-se de que o colchão fica limitado dentro da barra de suporte do colchão (Figura 1).



Figura 1

6.2 Acionamento manual da posição de encosto.

Agarrar a barra amarela na placa da cabeça e levantar a placa da cabeça. O ângulo pode ser ajustado de 0-75° (Figura 2&3)




Figura 2



Figura 3

6.3 Regulação em altura por manivela manual.

Rodar a manivela para ajustar a altura. Figura 4 e Figura 5.



Figura 4




Figura 5

6.4 Utilizar o corrimão lateral.

O corrimão é do tipo desmontável. Puxar o botão e pousar a grade. Pode ser dobrada para baixo. (Figura 6)

NOTA: Bloquee sempre o corrimão quando o doente estiver no carrinho.

Figura 6



6.7 Deslocar e parar o carrinho.

6.7.1 Travão

Pisar o pedal vermelho para travar o carrinho. Pisar o pedal verde para deslocar o carrinho. (Figura y)

6.7.2 Roda de direção

Há uma roda de quinta direção por baixo do carrinho. Pisar o pedal vermelho para baixo, para uma direção única, a roda levará o carrinho a mover-se numa única direção. Se pisar o pedal verde, para multidireção, as rodas ficam escondidas para cima, de modo a que o carrinho se possa deslocar em qualquer direção. (Figura 7)



Figura 7



Figura 8

6.8 Armazenar a garrafa de oxigénio

Existe um local para guardar a garrafa de oxigénio. Encontra-se na base inferior. (Figura 9)



Figura 9

7. Cuidado

- 7.1 Os operadores devem ler atentamente este manual, seguir as instruções e familiarizar-se com os procedimentos corretos de funcionamento e manutenção do carrinho, caso contrário a empresa não se responsabiliza pelo perigo que possa ocorrer.
- 7.2 Verificar se as peças estão bem instaladas nas posições corretas antes de as colocar em funcionamento.
- 7.3 Proibição de acções ilegais e bárbaras e de operações de sobrecarga, para evitar que uma utilização incorrecta danifique a cama.
- 7.4 Ao levantar o encosto, não devem existir quaisquer obstáculos no caminho de elevação.
- 7.5 Após cada utilização, a mesa deve ser colocada na posição mais baixa para manter o mecanismo de elevação em uso mínimo, as unidades auxiliares devem ser colocadas no lugar original.

8. Aviso

- ⚠ NÃO PERMITIR QUE CRIANÇAS PEQUENAS ESTEJAM EM CIMA OU PERTO DA CAMA DURANTE O FUNCIONAMENTO. ⚠ NÃO PERMITIR QUE ESTE APARELHO SEJA UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS.
- ⚠ AO ACCIONAR A FUNÇÃO DA CAMA, CERTIFICAR-SE SEMPRE DE QUE A PESSOA CONFINADA À CAMA ESTÁ CORRECTAMENTE POSICIONADA DENTRO DOS LIMITES DA CAMA. NÃO DEIXAR QUE AS EXTREMIDADES FIQUEM SALIENTES SOBRE O LADO OU ENTRE AS GRADES DA CAMA DURANTE A EXECUÇÃO DE QUALQUER FUNÇÃO.
- ⚠ AS ETIQUETAS DE AVISO/PRECAUÇÃO APLICADAS À CAMA INDICAM OS PERIGOS OU PRÁTICAS NÃO SEGURAS QUE PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.
- ⚠ QUANDO SE UTILIZA EQUIPAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO NASAL OU MASCARADO, A TUBAGEM DE OXIGÉNIO OU DE AR DEVE SER ENCAMINHADA E FIXADA CORRECTAMENTE PARA GARANTIR QUE A TUBAGEM NÃO FICA EMARANHADA E ACABA POR SER CORTADA DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL DA CAMA.
- ⚠ MANTER TODAS AS PARTES MÓVEIS LIVRES DE OBSTRUÇÕES (OU SEJA, COBERTORES/COBERTORES, COBERTORES/ALMOFADAS DE AQUECIMENTO, TUBOS, CABOS E OUTROS TIPOS DE PRODUTOS)

9. Lista de controlo da manutenção

- 9.1 Os acessórios movem-se e fecham corretamente
- 9.2 Encosto a funcionar e a bloquear corretamente
- 9.3 Fase auxiliar a funcionar corretamente
- 9.4 Trendelenburg/Reverso Trendelenburg a funcionar corretamente
- 9.5 Sem rasgões ou fissuras no revestimento do colchão
- 9.6 Corrente de terra intacta
- 9.7 Acessórios e material de montagem em bom estado e a funcionar corretamente

NOTA

A manutenção preventiva deve ser efectuada, no mínimo, anualmente. A manutenção preventiva pode ter de ser efectuada com maior frequência com base no nível de utilização do produto.

10. Armazenamento


10.1 Guardar este carrinho num local à prova de humidade e num ambiente não corrosivo

11. Transporte

11.1 Ser transferido por instrumentos de transporte comuns: navio, avião, comboio, camião.

11.2 A cama hospitalar pode ser manuseada manualmente.

11.3 Não atirar ou deixar cair durante o transbordo.



MODEL:SKB041-1 | REF.: 319-SKB041-1

**CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES/TRANSPORT BED WITH HANDRAILS
FOR PATIENTS / BRANCARD TRANSPORT DES PATIENTS / LETTO PER TRASPORTO
PAZIENTI / TRANSPORTE DE MACA CORRIMAO/ PATIENTEN TRANSPORT LIEGE**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China |



SUNGO Europe B.V.

Fascinat Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq. Emp. Tactica.Paterna,
Valencia(Spain)

LOT:HW25034