



User Manual

Stair Stretcher YXH-5H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN



Accessories:

one safety belts.

I. Technical data:

1. Product size(L×W ×H):163×51×118cm
2. Folding size(L×W ×H):106×51×30cm
3. Carton size(1pc):109×55×31cm
4. N.W.(1pc): 21kg G.W.:24kg
5. Load bearing: ≤159kg

II. Description:

1. This stretcher is designed for hospital emergency, emergency center and fire emergency, it can automatically slide down the stairs.
2. Only one person is needed to operate the stretcher.
3. The height can be adjusted according to the height of the operation person.
4. It can be folded, convenient for carry and storage

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battlefield and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Attention:

1. When carrying patients with this stretcher, be sure fasten the safety belts for safety sake.
2. In general operation, be careful not to tear out the surface of the stretcher.

V. Maintenance:

1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Camilla de escalera YXH-5H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

uno de los cinturones de seguridad.

I. Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo x ancho x alto): 163 x 51 x 118 cm
2. Tamaño de plegado (largo x ancho x alto): 106 x 51 x 30 cm.
3. Tamaño del cartón (1 unidad): 109 x 55 x 31 cm
4. N. W. (1pc): 21 kg G. W.: 24 kg
5. Carga soportada: ≤159kg

II. Descripción:

1. Esta camilla está diseñada para emergencias hospitalarias, centros de emergencia y emergencias contra incendios, puede deslizarse automáticamente por las escaleras.
2. Solo se necesita una persona para operar la camilla.
3. La altura se puede ajustar según la altura de la persona de operación.
4. Se puede plegar, conveniente para llevar y almacenar.

III. Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Atención:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de abrocharse los cinturones de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V. mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Civière d'escalier YXH-5H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

une ceintures de sécurité.

I. Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 163 × 51 × 118 cm
2. Taille de pliage (L × W × H): 106 × 51 × 30 cm
3. Taille du carton (1 pc): 109 × 55 × 31 cm
4. N.W.(1pc): 21kg G.W.:24kg
5. Roulement de charge : ≤159kg

II. La description:

1. Cette civière est conçue pour les urgences hospitalières, les centres d'urgence et les urgences incendie, elle peut automatiquement glisser dans les escaliers.
2. Une seule personne est nécessaire pour faire fonctionner le brancard.
3. La hauteur peut être ajustée en fonction de la taille de l'opérateur.
4. Il peut être plié, pratique pour le transport et le stockage

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Attention:

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous d'attacher les ceintures de sécurité pour des raisons de sécurité.
2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

1. Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella per scale YXH-5H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN

Accessori:

una cintura di sicurezza.

I. Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 163 × 51 × 118 cm
2. Dimensioni pieghevoli (L × P × A): 106 × 51 × 30 cm
3. Dimensioni della scatola (1 pz): 109 × 55 × 31 cm
4. NW (1 pz): 21 kg GW: 24 kg
5. Portante: ≤159 kg

II. Descrizione:

1. Questa barella è progettata per l'emergenza ospedaliera, il centro di emergenza e l'emergenza antincendio, può scivolare automaticamente giù per le scale.
2. È necessaria una sola persona per azionare la barella.
3. L'altezza può essere regolata in base all'altezza dell'operatore.
4. Può essere piegato, comodo per il trasporto e lo stoccaggio

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di allacciare le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. In generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Treppen Bahre YXH-5H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

ein Sicherheitsgurt.

I. Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 163 × 51 × 118 cm
2. Faltgröße (L × B × H): 106 × 51 × 30 cm
3. Kartongröße (1 Stück): 109 × 55 × 31 cm
4. N. W. (1 Stück): 21 kg G. W.: 24 kg
5. Tragfähigkeit: ≤159kg

II. Beschreibung:

1. Diese Trage ist für Krankenhausnotfälle, Notrufzentralen und Feuernotfälle konzipiert und kann automatisch die Treppe hinunterrutschen.
2. Nur eine Person wird benötigt, um die Trage zu bedienen.
3. Die Höhe kann entsprechend der Körpergröße der Bedienperson eingestellt werden.
4. Es kann gefaltet werden, bequem zum Tragen und Aufbewahren

III. Für ... beworben haben:

Von der klinischen Praxis zugelassen, eignet sich dieser Artikel für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Aufmerksamkeit:

1. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, achten Sie darauf, die Sicherheitsgurte aus Sicherheitsgründen anzulegen.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, die Oberfläche der Trage nicht auszureißen.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Maca de escada YXH-5H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Acessórios:

um cinto de segurança.

I. Dados técnicos:

1. Tamanho do produto (L × L × A): 163 × 51 × 118 cm
2. Tamanho dobrável (L × L × H): 106 × 51 × 30 cm
3. Tamanho da caixa (1 peça): 109 × 55 × 31 cm
4. N.W. (1 peça): 21kg G.W.:24kg
5. Rolamento de carga: ≤159kg

II. Descrição:

1. Esta maca é projetada para emergência hospitalar, centro de emergência e emergência de incêndio, pode deslizar automaticamente pelas escadas.
2. Apenas uma pessoa é necessária para operar a maca.
3. A altura pode ser ajustada de acordo com a altura do operador.
4. Pode ser dobrado, conveniente para transporte e armazenamento

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Atenção:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de apertar os cintos de segurança por motivos de segurança.
2. Em operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247