

SAIKANG MEDICAL /  
REGISTRATION




# Bedienungs- anleitung

B6e8y

## Elektrisches Krankenhausbett

Registrierungscode: SKD-C



**SAIKANG** / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENKOD: 870098

## Inhalt

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Handbuch Einführung.....                                  | 2  |
| 1. Installationsanleitung .....                           | 3  |
| 1.1 Liste des Standardzubehörs .....                      | 3  |
| 1.2 Montage der Rollen .....                              | 5  |
| 1.3 Montage der Seitenschutzbügel .....                   | 6  |
| 1.4 Montage von Kopf- und Fußteil.....                    | 7  |
| 1.5 Montage der Abflusshaken .....                        | 7  |
| 1.6 Montage der Infusionsständer .....                    | 8  |
| 2. Produktbeschreibung .....                              | 9  |
| 2.1 Verwendungsmethode der Rollen .....                   | 10 |
| 2.2 Verwendungsmethode der Schutzgeländer .....           | 11 |
| 2.3 Verwendungsmethode für Infusionsständer .....         | 12 |
| 2.4 Verwendung der Handsteuerung .....                    | 13 |
| 3. Ersatzteilaustausch und Wartung .....                  | 14 |
| 3.1 Ersatz und Wartung der seitlichen Schutzgeländer..... | 14 |
| 3.2 Motoraustausch und Wartung .....                      | 15 |
| 4. Fehlerbehebung .....                                   | 16 |
| 5. Wartung des Bettes .....                               | 17 |
| 6. Reinigung und Pflege der Matratzen .....               | 18 |
| 7. Rollenprüfung und -wartung.....                        | 18 |
| 8. Wartung der Schutzgeländer .....                       | 19 |
| 9. Verpackung, Transport, Lagerung .....                  | 20 |
| 10. Kundendienst.....                                     | 21 |

# Handbuch- Einführung

Krankenhausbetten sind unverzichtbare Ausstattungsgegenstände für das Wohlbefinden, die Behandlung und die Genesung bettlägeriger Patienten. Krankenhausbetten ermöglichen es Patienten, bequemere Positionen einzunehmen, darunter auch solche, die manchmal von Ärzten empfohlen werden und in einem normalen Bett nur sehr schwer zu erreichen wären, da ständig Stützen angebracht oder entfernt werden müssten. Krankenhausbetten können manuell oder automatisch bedient werden. Die Funktionen des automatischen Krankenhausbettes werden über Tasten an den Seitenwänden des Bettes oder über eine Fernbedienung gesteuert. Das manuelle Krankenhausbett verfügt über zwei durch Kurbeln ausgelöste Bewegungen, mit denen das Kopfteil angehoben werden kann, was das Füttern erleichtert, Rückfluss verhindert und die Atmung erleichtert. Außerdem kann der Fußteil angehoben werden, was die Durchblutung der unteren Gliedmaßen verbessert, da der Patient lange Zeit liegen muss. Andererseits ist die Sicherheit des Patienten in dieser Zeit der Genesung sehr wichtig, daher sind alle unsere Betten mit Seitenschutzgittern ausgestattet, die verhindern, dass der Patient nachts aufsteht und stürzt.

## Hinweis:

**Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Inbetriebnahme genau. Wir setzen voraus, dass alle Benutzer mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheitshinweisen vertraut sind.**





- ▶ Diese Anleitung gilt für das elektrische Krankenhausbett B6e8y. Sie enthält die Installationsmethode, die Bedienungsanleitung und die Punkte für die Wartungskontrolle.
- ▶ Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für den Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.
- ▶ Diese Bedienungsanleitung enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technische Parameter des Produkts.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.
- ▶ Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese Anleitung lesen und befolgen.
- ▶ Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

## 1. Installationsanleitung für „“

### 1.1 Liste des Standardzubehörs

Nach dem Öffnen des Verpackungskartons überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile im Verpackungskarton enthalten sind:

Tabelle a:

| Nr. | Bezeichnung            | Abbildung                                                                           | Spezifikation                | Menge | Einheit |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------|
| 1   | Kopfteil               |   | Hakenabstand:<br>L755*H55 mm | 1     | Stück   |
| 2   | Fußteil                |  | Hakenabstand:<br>L755*H55 mm | 1     | Stück   |
| 3   | Seitenschiene (links)  |  | L750*H345*B32 mm             | 2     | Stück   |
| 4   | Seitenschiene (rechts) |  | L750*H345*B32 mm             | 2     | Stück   |









|   |                |                                                                                   |                                                  |   |       |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-------|
| 5 | Lenkrolle      |  | 5-Zoll-Rolle mit Zentralbremse, 2 mit Bremspedal | 4 | Stück |
| 6 | IV-Stange      |  | Φ16-19 mm/cremefarbener Haken                    | 1 | Stück |
| 7 | Bettplatteform |  | L1925*B900 mm                                    | 1 | Stück |
| 8 | Schraube       | /                                                                                 | Siehe Tabelle a.1                                | 1 | Set   |



Tabelle a.1:

| Nr. | Name                   | Abbildung                                                                           | Spezifikation      | Menge | Einheit |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 1   | 30-50 Abflussklammer   |  | 30-50 (Kunststoff) | 2     | Stück   |
| 2   | Sechskantschraube      |  | M8*20 mm           | 16    | Stück   |
| 3   | Flache Unterlegscheibe |  | Φ8*Φ16*H1,2 mm     | 16    | Stück   |
| 4   | Federscheibe           |  | Φ8*Φ14*H2,5 mm     | 16    | Stück   |
| 5   | Mutter                 |  | M8 mm              | 16    | Stück   |

|   |                        |                                                                                   |                |   |       |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|
| 6 | Sechskantschraube      |  | M8*16 mm       | 8 | Stück |
| 7 | Flache Unterlegscheibe |  | Φ8*Φ16*H1,2 mm | 8 | Stück |
| 8 | Federscheibe           |  | Φ8*Φ14*H2,5 mm | 8 | Stück |




## 1.2 Montage der Rollen

Lösen Sie die Mutter mit einem 13-Zoll-Gabelschlüssel, entfernen Sie die Schraube, die flache Federscheibe, das Bremspedal, die Sechskantstange usw., montieren Sie die Rolle, stecken Sie die Schrauben in die Befestigungslöcher der Basis und der Rollen und ziehen Sie die Mutter fest.



## 1.3 Montage der Kopf- und Fußteile

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung)




Verschließen Sie die  
Schnalle

## 1.4 Montage des Abflusshaken

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung)


Befestigen Sie den Abflusshaken wie in der Abbildung unten gezeigt am Bettrahmen



## 1.5 Montage der Seitengitter

Stellen Sie das Bett aufrecht und montieren Sie die Seitengitter (das Bild entspricht möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt; es dient nur zur Montageanleitung)

Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-S.




## 1.6 installation des Infusionsständers


Installation des weiblichen Teils: Drücken Sie den Kunststoffhaken (weiblicher Teil) auf das  $\Phi$  16 mm Edelstahlrohr.

Montage des männlichen Teils: Setzen Sie den Kunststoffhaken (männlicher Teil) kreuzförmig direkt über den weiblichen Teil, richten Sie dann die Schnallen am männlichen Teil an den Schlitz am weiblichen Teil aus und drücken Sie nach unten. Nachdem Sie ein „Klicken“ hören, überprüfen Sie, ob das Ende der Schnalle fest sitzt. Ist dies der Fall, ist die Montage abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie weiter nach unten, bis die Schnalle fest sitzt.

Setzen Sie den montierten Infusionsständer senkrecht in die Infusionsständerhalterung ein. (Der Pfeil in der Abbildung zeigt die Infusionsständerhalterung.)



## 2. Produkt beschreibung



### Spezifische Verwendung:

1-Rollen

2-Kopfteil

3-Schutzgitter

4- Bettrahmen

5-Bettboden

6-Schutzgitter

7-Fußteil

|                       |                                              |    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------|----|-------------|
| Länge der Liegefläche | Länge                                        | mm | 1925±10     |
|                       | Breite                                       |    | 900±10      |
|                       | Die niedrigste Höhe des Bettes vom Boden aus |    | 435±10      |
| Abmessungen           | Länge                                        | mm | 2170±10     |
|                       | Breite                                       |    | 1060±10     |
|                       | Höhe                                         |    | 435-745 ±10 |
| Neigungsbereich       | Rückwand                                     | /  | 0-75 ±5     |
|                       | Beinbrett                                    |    | 0-35±5°     |
| Gewicht               | Sichere Arbeitslast                          | KG | 250         |

## 2.1 Verwendungsmethode der Rollen „“



Wenn sich ein Patient auf dem Bett befindet, muss die Seitensicherung vor dem Bewegen des Bettes angehoben werden.




Außer wenn das Bett bewegt werden muss, muss die Rollenbremse während der restlichen Zeit betätigt werden. Alle vier Radbremsen müssen gelöst werden.

**Dieses Bett verfügt über eine zentral gesteuerte Seitenbremse; alle vier Räder können durch Betätigen des Bremshebels auf einer Seite arretiert werden.**


**Drücken Sie den roten Fußhebel nach unten, um alle Rollen**

**zu arretieren. Drücken Sie den grünen Fußhebel nach unten,**

**um alle Rollen zu entriegeln.**



Gesperrter Zustand




Entriegelter Zustand


## 2.2 Verwendung der Methode „-Guardrails“

### 2.2.1 Anheben und Absenken der Leitplanke

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, sondern dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung. Anheben der Leitplanken: Halten Sie die obere Leitplanke nach oben gezogen, bis ein Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass die Leitplanke verriegelt ist. Das Bild sieht wie folgt aus:



Absenken der Leitplanke: Ziehen Sie den Leitplankenschalter nach außen und halten Sie die obere Leitplanke fest, während Sie die Leitplanke langsam absenken. Das Bild sieht wie folgt aus:




## 2.3 Verwendung der Infusions ständer


Einstellen der Höhe des Infusionsständers:

1. Lösen Sie zunächst vorsichtig die äußere Hülse gegen den Uhrzeigersinn, führen Sie den Innenrohr des Infusionsständers in die äußere Hülse ein und passen Sie dann die Länge der Verlängerungsstange nach oben oder unten an.
2. Stellen Sie anschließend die gewünschte Länge ein und ziehen Sie die äußere Hülse vorsichtig fest. Die maximale Tragkraft jedes Hakens beträgt 2 kg, insgesamt 8 kg.

(Höhenverstellung: 890–1540 mm)



## 2.4 Verwendung des Hand s-Controllers





- 1: Zurück-Taste
- 2: Zurück-Taste 3: Bein hoch-Taste
- 4: Knopf zum Absenken der Beine
- 5: Taste zum Anheben von Rücken und Beinen (automatische Konturanpassung)
- 6: Taste zum Absenken von Rücken und Beinen (automatische Konturanpassung)
- 7: Taste zum Anheben des gesamten Bettes
- 8: Taste „Gesamtes Bett absenken“

### 3. Motoraustausch und Wartung


#### 3.1 Ersatz und Wartung der seitlichen Schutzgeländer

Verwenden Sie 2 Stück 17-Zoll-Inbusschlüssel (  ), um die Mutter zu lösen, die Mutter, die Federscheibe, die Unterlegscheibe und die Schraube zu entfernen und anschließend die seitliche Leitplanke abzunehmen.



## 3.2 Austausch und Wartung des Motors

Verwenden Sie 2 Stück 17-Zoll-Inbusschlüssel , um den Motor zu lösen, den Bolzen herauszunehmen und den Motor auszutauschen. Nach dem Austausch montieren Sie die Bolzen in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge und ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.




## 4. Fehler ausschluss

| Häufige Fehler                                         | Mögliche Ursachen                                                                            | Behebungsmaßnahmen                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das gesamte Bett lässt sich nur schwer bewegen         | 1. Die Rolle ist blockiert, ohne dass die Bremse gelöst wurde<br>2. Die Rolle ist beschädigt | 1. Lösen Sie die Bremse, überprüfen Sie 2.1<br>2. Rolle austauschen, 1.1 überprüfen                      |
| Seitengitter lässt sich leicht lösen                   | Die Leitplanke ist nicht festgeklemmt                                                        | Heben Sie die Leitplanke wieder nach oben<br>und lassen Sie die Hand los, sobald Sie ein „Klicken“ hören |
| Lautes Geräusch beim Auf- und Abbewegen der Bettplatte | Die beweglichen Teile sind verrostet und nicht ausreichend geschmiert                        | Geben Sie die richtige Menge Schmieröl an die Verbindungsstellen der beweglichen Teile                   |
| Ein Teil des Bettes funktioniert nicht                 | Der Knopf der Handsteuerung funktioniert nicht                                               | Ersetzen Sie die Handsteuerung                                                                           |
| Das elektrische Bett funktioniert nicht                | Stecker nicht eingesteckt und kein Strom                                                     | Stecker einstecken und Strom einschalten                                                                 |

## 5. Bettwartung

1. Um das Bett sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile fest sitzen und die Auf- und Abwärtsbewegung des Bettes normal funktioniert.
2. An den Verbindungsstellen der häufig bewegten Teile des Bettes muss bei der täglichen Inspektion eine angemessene Menge Schmieröl hinzugefügt werden. Bei schwerwiegenden Schäden sollte das Öl aus Sicherheitsgründen sofort ausgetauscht werden. Fügen Sie geschmierte Teile wie abgebildet hinzu.



3. Vermeiden Sie Stöße gegen das Bett und Kratzer an der Beschichtung des Bettes durch scharfe Gegenstände.
4. Bitte vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in das Bett und die Matratze eindringt, da dies zu Rost, ungewöhnlichen Geräuschen und Bakterienbildung führen kann. Wenn Wasser haften bleibt, wischen Sie es sofort ab.
5. Wenn der Bettrahmen altert und eine bestimmte Wartungszeit erreicht hat, können die Metallteile des Bettes und die Kunststoffteile des Kopf- oder Fußteils sowie die Schutzgitter recycelt werden.

## 6. Matratzenreinigung und Pflege von Matratzen

1. Vermeiden Sie bei der Verwendung Kratzer durch scharfkantige Werkzeuge oder Messer, decken Sie die Matratze mit Laken oder Reinigungspads ab und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie vor Austrocknung zu schützen.
2. Reinigen Sie die Matratze regelmäßig mit einem Staubsauger. Der Matratzenbezug kann bei 100 °C gewaschen werden.
3. Legen Sie die Matratze häufig auf, damit sie frisch und bequem bleibt, aber achten Sie darauf, dass sie nicht zu lange offen liegt.
4. Bei versehentlichen Flecken auf dem Stoff befolgen Sie bitte die entsprechenden Reinigungsempfehlungen in der Gebrauchsanweisung; verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Stoffes.
5. Wenn versehentlich Kaugummi oder andere klebrige Substanzen auf den Stoff gelangen, wischen Sie diese nicht mit Gewalt ab. Verwenden Sie einen Eisbeutel, um sie zu verhärten, und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.
6. Wenn Sie aufgrund von Abnutzung lose Fäden entdecken, ziehen Sie diese nicht mit der Hand heraus, sondern schneiden Sie sie mit einer Schere ab.

\* Wenn Ihre Bestellung keine Matratze enthält, sehen Sie bitte in der Vertragskonfiguration nach.

## 7. Rollenerkennung und Wartung der Rollen

1. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu Schäden an den Rollen führen können.
2. Fetten Sie die Rollen oder Räder regelmäßig, wobei die Häufigkeit der Nachschmierung von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt. Im Allgemeinen wird alle sechs Monate Schmierfett nachgefüllt.
3. Achten Sie nach der Reinigung der Rollen auf das Nachfetten. Die Auswahl des Schmierfetts sollte sich nach der tatsächlichen Einsatzumgebung richten, insbesondere nach hohen und niedrigen Temperaturen, und es sollte ein entsprechendes Schmierfett ausgewählt werden.

4. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen gewaltsam zu bremsen, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.

5. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Es können sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad wickeln. Entfernen Sie die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie die Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.

6. Um zu beurteilen, ob die Rolle aufgrund der Nutzungsdauer oder Abnutzung ausgetauscht werden muss, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern fest sitzen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.

7. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Krankenhausbett mit mehreren Bremsrollen kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, das Bett zu schieben, und überprüfen können, ob die Bremsleistung jeder Rolle einwandfrei ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie sofort die Räder und testen Sie das Bremssystem erneut.

8. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Nach jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut geprüft werden.

## 8. Wartung der Seitensicherung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Seitenschienen korrekt montiert sind, um zu verhindern, dass der liegende Patient verrutscht und herunterrollt.

2. Bitte überprüfen Sie immer die Schrauben der Gesamtposition der Schutzschienen und den Draht der Schutzschienen, um ein Lösen und Herunterfallen zu verhindern.

3. Bitte verwenden Sie die roten Kunststoffteile des Schienenschalters ordnungsgemäß und wenden Sie keine Gewalt an, um eine Beschädigung der Schiene zu vermeiden.

## 9. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des elektrischen Bettes erfolgt gemäß Vertrag oder Produktnorm.
2. Vermeiden Sie während des Transports des elektrischen Bettes überstürztes Handeln, starke Erschütterungen und setzen Sie es keiner Sonneneinstrahlung und Regen aus.
3. Das elektrische Bett sollte gelagert werden bei:
  - a) Umgebungstemperatur:  $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ .
  - b) Relative Luftfeuchtigkeit:  $\leq 85\%$ .
  - c) Luftdruck:  $70\text{ kPa} \sim 106\text{ kPa}$ .
  - d) Spannung:  $\text{AC } 100\text{-}220\pm 22\text{V}$ ;
  - e) Netzfrequenz:  $50 \pm 5\text{ Hz}$
4. Das Gerät verfügt über eine interne Stromversorgung und die Schutzart ist Typ B.
  - A) Betriebsspannung:  $\text{DC } 24\text{ V}$ .
  - B) Eingangsleistung:  $500\text{ VA}$ .
  - C) Sicherungsmodell und Nennleistung:  $\text{F3AL } 250\text{ V}, 5 \times 20\text{ mm}$
  - D) Betriebsart: intermittierende Belastung und Dauerbetrieb
  - E) Schutzart:  $\text{IPX4}$
  - F) Nicht-AP/APG-Geräte

### Symbolerklärung:



Hinweis! Überprüfen Sie die mit dem Bett mitgelieferte Datei.  $\text{IPX4}$  Schutzart



Geräte der Klasse II für elektrische Sicherheit



Schutzleiter

## 10. Kundendienst

1. Bitte bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Unterlagen und Rechnungen ordnungsgemäß auf und legen Sie diese vor, wenn das Unternehmen Garantieleistungen oder Wartungsarbeiten für das Produkt erbringt.
2. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah einen präzisen und schnellen technischen Support und Wartungsdienstleistungen anbieten können.
3. Ab dem Verkaufsdatum gilt für das Produkt eine einjährige kostenlose Garantie und ein langfristiger Wartungsservice mit dem „Zertifikat“ oder der Rechnung, sofern das Produkt während der Installation nicht beschädigt wurde und die Spezifikationen gemäß der Bedienungsanleitung korrekt befolgt wurden.
4. Bitte zerlegen Sie das Innengerät dieses Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
5. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum tatsächlich beschädigt ist oder aufgrund von Qualitätsproblemen nicht normal funktioniert, repariert das Unternehmen das Produkt für den Benutzer kostenlos.
6. Kundendienstunternehmen: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.



MODEL:B6e | REF.: 319-SK001-5-3FUNCT

CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 3 FUNCIONES Y BARANDILLAS DE SECCION /ELECTRIC HOSPITAL BED  
3 FUNCTIONS AND SECTION RAILS/LIT D'HOPITAL ELECTRIQUE 3 FUNCTIONS ET  
RAMBARDES/LETTO DA OSPEDALE ELETTRICO 3 FUNZIONI E SPONDE/ CAMA DE HOSPITAL  
HOSPITAL ELETRICA 3 FUNCOES E CORRIMAOS DE SECCAO/ ELEKTRISCHES KRANKENHAUSBETT MIT  
3 FUNKTIONEN UND SEITENGELANDER



**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture  
Demonstration Park, Zhangjiagang City,  
Jiangsu Province, China



**SUNGO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands



**Quirumed S.L.U.** CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,  
46980, Valencia(Spain)

**LOT:HW25050**



2025-11-15



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

STOCK CODE: 870098



No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

[sales@chinasaikang.com](mailto:sales@chinasaikang.com)

[www.saikangmedical.com](http://www.saikangmedical.com)