




Manuel d'utilisation

B6e8y

Lit d'hôpital électrique

Code d'enregistrement : SKD-C



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSAIRE : 870098

Contenu

Introduction au manuel.....	2
1. Guide d'installation.....	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes.....	5
1.3 Installation des garde-corps latéraux	6
1.4 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit.....	7
1.5 Installation du crochet de drainage.....	7
1.6 Installation d'un pied à perfusion.....	8
2. Description du produit.....	9
2.1 Mode d'emploi des roulettes.....	10
2.2 Mode d'emploi des garde-corps.....	11
2.3 Utilisation du support pour perfusion.....	12
2.4 Utilisation de la méthode de commande manuelle	13
3. Remplacement des pièces de rechange et entretien.....	14
3.1 Remplacement et entretien des garde-corps latéraux	14
3.2 Remplacement et entretien du moteur	15
4. Élimination des défauts	16
5. Entretien du lit.....	17
6. Nettoyage et entretien du matelas	18
7. Détection et entretien des roulettes	18
8. Entretien des garde-corps.....	19
9. Emballage, transport, stockage.....	20
10. Service après-vente	21

manuelle Introduction

Les lits d'hôpital sont des équipements indispensables au bien-être, au traitement et au rétablissement des patients alités. Ils permettent aux patients de rester dans des positions plus confortables, ainsi que dans des positions parfois recommandées par les médecins, ce qui serait très difficile dans un lit normal, où il faudrait constamment placer ou retirer des supports. Les lits d'hôpital peuvent être manuels ou automatiques. Les fonctions du lit d'hôpital automatique sont contrôlées par des boutons situés sur les panneaux latéraux du lit ou à l'aide d'une télécommande. Le lit d'hôpital manuel dispose de deux mouvements actionnés par des manivelles, permettant de relever la tête, ce qui facilite le moment de l'alimentation, évite les reflux et facilite la respiration. Il permet également de relever la partie des pieds, ce qui améliore la circulation sanguine des membres inférieurs, compte tenu de la longue période que le patient passera allongé. D'autre part, la sécurité du patient est très importante pendant cette période de convalescence. C'est pourquoi tous nos lits sont équipés de barrières latérales qui empêchent le patient de se lever pendant la nuit et de risquer de tomber.

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre strictement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les précautions.





- ▶ Ce manuel s'applique au lit d'hôpital électrique B6e8y. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.
- ▶ Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et le respecter.
- ▶ Sauf dans certaines situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions à prendre.

1. Guide d'installation de l'

1.1 Liste des accessoires standard

Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

N	Nom	Image	Spécifications	Q	Unité
1	Panneau supérieur		Distance entre les crochets : L755*H55 mm	1	pc
2	Pied de lit		Distance entre les crochets : L755*H55 mm	1	pièce
3	Rail latéral (gauche)		L750*H345*I32 mm	2	pièces
4	Rail latéral (droit)		L750*H345*I32 mm	2	pièces










5	Roulettes		Roulettes de 5 pouces à verrouillage central, 2 avec pédales de frein	4	pcs
6	Poteau IV		Φ16-19 mm/crochet blanc cassé	1	pc
7	Plateforme de lit		L1925*1900 mm	1	pièce
8	Vis	/	Reportez-vous au tableau a.1	1	ensemble



Tableau a.1 :

N	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	30-50 crochets de drainage		30-50 (plastique)	2	pièces
2	Vis hexagonale		M8*20 mm	16	pièces
3	Rondelle plate		Φ8*Φ16*H1,2 mm	16	pièces
4	Rondelle élastique		Φ8*Φ14*H2,5 mm	16	pcs
5	Écrou		M8 mm	16	pièces

6	Vis hexagonale		M8*16 mm	8	pièces
7	Rondelle plate		Φ8*Φ16*H1,2 mm	8	pièces
8	Rondelle élastique		Φ8*Φ14*H2,5 mm	8	pcs




1.2 Installation des roulettes

Utilisez une clé plate de 13 pouces pour dévisser l'écrou, retirez le boulon, la rondelle élastique plate, la pédale de frein, la barre hexagonale en acier, etc., installez la roulette, insérez les boulons dans les trous de montage de la base et des roulettes, puis serrez l'écrou.



1.3 Méthode d'assemblage de la tête et du pied de lit

(L'image ne correspond pas exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)




Verrouillez la boucle

1.4 Installation du crochet de drainage

(L'image ne correspond pas exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)


Fixez le crochet de drainage sur le cadre du lit, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous



1.5 Installation des barrières latérales

Placez le lit à la verticale et installez la barrière de sécurité (l'image peut ne pas correspondre exactement au produit réel ; elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation)

Retirez la vis comme indiqué ci-dessous à l'aide d'une clé hexagonale de 14 pouce





1.6 Installation de l' de la potence pour perfusion


Installation de la partie femelle : Appuyez sur le crochet en plastique (partie femelle) sur le tube en acier inoxydable de Φ 16 mm.

Installation de la partie mâle : placez le crochet en plastique (partie mâle) directement au-dessus de la partie femelle en forme de croix, puis alignez les boucles de la partie mâle avec les fentes de la partie femelle et appuyez vers le bas. Après avoir entendu un « clic », vérifiez si l'extrémité de la boucle est bien serrée. Si c'est le cas, l'installation est terminée. Sinon, continuez à appuyer vers le bas jusqu'à ce que la boucle soit bien serrée.

Insérez le pied à perfusion installé verticalement dans le support prévu à cet effet. (La flèche sur l'image indique l'emplacement du support.)



2. Description de l' du produit



Utilisation spécifique :

- 1 roulette 2-Tête de lit 3-Barrière de sécurité 4-
Cadre de lit 5- Panneau de surface du lit 6-Barrière de sécurité
7- Pied de lit

Dimensions de la surface du lit	Longueur	mm	1925±10
	Largeur		90
	Hauteur minimale du lit par rapport au sol		435 ± 10
Dimensions	Longueur		2170 ± 10
	Largeur		1060 ± 10
	Hauteur		435-745 ± 10
Plage d'inclinaison	Panneau arrière	/	0-75 ± 5
	Repose-jambes		0-35 ± 5°
Poids	Charge de travail sécurisée	KG	25

2.1 Mode d'utilisation des roulettes d'



Lorsqu'un patient est allongé sur le lit, relevez les barrières de sécurité avant de déplacer le lit.




Sauf lorsque le lit doit être déplacé, le frein des roulettes doit être actionné pendant le reste du temps. Il est nécessaire de desserrer les freins des quatre roulettes.

Ce lit est équipé d'un frein latéral à commande centrale ; les quatre roues peuvent être bloquées en actionnant le levier de frein situé d'un seul côté.


Appuyez sur le levier rouge pour bloquer toutes les roulettes.

Appuyez sur le levier vert pour débloquer toutes les

roulettes.



État verrouillé




État déverrouillé


2.2 Utilisation de la méthode des garde-fous d'

2.2.1 Relevage et abaissement des barrières de sécurité

(L'image ne correspond pas exactement au produit réel, elle sert uniquement à illustrer les instructions d'installation) Levage des garde-corps : Tenez le garde-corps supérieur vers le haut, un « clic » indique que le garde-corps est verrouillé. L'image est la suivante :



Abaisser la barrière de sécurité : Tirez le commutateur de la barrière de sécurité vers l'extérieur et maintenez la partie supérieure de la barrière tout en l'abaissant lentement. L'image est la suivante :




2.3 Mode d'emploi du pied à


Réglage de la hauteur du pied à perfusion :

1. Commencez par desserrer délicatement le manchon extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez le tube intérieur du pied à perfusion dans le manchon extérieur, puis ajustez la longueur de la tige d'extension vers le haut ou vers le bas.
2. Réglez ensuite la longueur requise, puis serrez soigneusement le manchon extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. La charge maximale de chaque crochet est de 2 kg, pour un total de 8 kg.

(Réglage en hauteur : 890-1540 mm)



2.4 Mode d'emploi du contrôleur d' manuelle



1 : Bouton de retour en arrière

2 : Bouton de descente

3 : Bouton de levée des
jambes

4 : Bouton pour abaisser les jambes

5 : Bouton de liaison dos et jambes vers le haut (contour
automatique)

6 : Bouton de liaison dos et jambes vers le
bas (contour automatique)



7 : Bouton de levée du lit
complet

8 : Bouton d'abaissement complet

3. Remplacement et entretien du moteur


3.1 Remplacement et entretien des garde-corps latéraux

Utilisez deux clés Allen de 17 pouces  pour dévisser l'écrou, retirez l'écrou, la rondelle élastique, la rondelle plate et la vis, puis retirez la barrière latérale.



3.2 Remplacement et entretien du moteur

Utilisez deux clés Allen de 17 pouces  pour dévisser le moteur, retirez le boulon et remplacez le moteur. Une fois le remplacement terminé, installez les boulons dans l'ordre indiqué sur l'illustration et serrez l'écrou à l'aide de la clé.




4. Exclusion des défauts

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du lit	1. La roulette est bloquée sans que le frein soit desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrez le frein, vérifiez 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.1
Barrière de sécurité facile à desserrer	La rampe de sécurité n'est pas bloquée	Soulevez à nouveau la rampe de sécurité vers le haut et relâchez la main après avoir entendu un « clic »
Bruit fort lorsque le sommier monte et descend	Les pièces mobiles sont rouillées et la lubrification est insuffisante	Ajoutez une quantité appropriée d'huile lubrifiante au niveau des articulations des pièces mobiles
Une partie du lit ne fonctionne pas	Le bouton de la commande manuelle est défectueux	Remplacez la télécommande
Le lit électrique ne fonctionne pas	Débranché et pas d'alimentation	Branchez la fiche et allumez l'alimentation

5. Entretien du lit

1. Afin d'utiliser le lit en toute sécurité, des contrôles de sécurité doivent être effectués régulièrement. Effectuez une inspection complète tous les six mois afin de vous assurer qu'aucun élément de connexion n'est desserré et que les fonctions de montée et de descente du lit fonctionnent normalement.

2. Au niveau des articulations des pièces mobiles du lit, ajoutez une quantité appropriée d'huile lubrifiante lors de l'inspection quotidienne. Si vous constatez des dommages importants, remplacez immédiatement les pièces concernées afin de garantir la sécurité, puis lubrifiez les pièces comme indiqué.



3. Évitez de heurter le lit et de rayer le revêtement du lit avec des objets pointus.

4. Évitez d'inhaler de l'humidité dans le lit et le matelas, car cela pourrait provoquer de la rouille, des bruits anormaux et la prolifération de bactéries. Si de l'eau adhère, essuyez-la immédiatement.

5. Lorsque le cadre du lit vieillit et atteint une certaine durée d'utilisation, les parties métalliques du lit et les parties en plastique de la tête ou du pied de lit, ainsi que les barrières de sécurité peuvent être recyclées.

6. Nettoyage du matelas et entretien de l'

1. Lors de son utilisation, évitez de rayer le tissu avec des outils ou des couteaux à angles vifs, couvrez-le avec des draps ou des tampons de nettoyage et nettoyez-le fréquemment pour le protéger du dessèchement.
2. Nettoyez régulièrement le matelas à l'aide d'un aspirateur. La housse du matelas peut être lavée à 100 °C .
3. Exposez souvent le matelas pour garder un sommeil frais et confortable, mais veillez à ne pas l'exposer trop longtemps.
4. Si le tissu est accidentellement taché, veuillez vous référer aux méthodes de nettoyage recommandées dans les instructions ; n'utilisez pas de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le tissu.
5. Si du chewing-gum ou d'autres substances collantes se retrouvent accidentellement sur le tissu, ne les essayez pas de force. Utilisez un sac de glace pour les durcir, puis retirez-les délicatement.
6. Si vous constatez que le fil est lâche en raison de l'usure, ne le tirez pas à la main, mais coupez-le à l'aide de ciseaux.

* Si votre commande ne comprend pas de matelas, veuillez vous référer à la configuration du contrat.

7. Détection des roulettes et entretien de l'

1. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.
2. Graissez régulièrement les roulettes ou les roues, en déterminant la fréquence d'ajout en fonction des conditions d'utilisation réelles. En général, la graisse lubrifiante est ajoutée tous les six mois.
3. Après avoir nettoyé les roulettes, veillez à ajouter de la graisse. Le choix de la graisse lubrifiante doit être basé sur l'environnement d'utilisation réel, en particulier les environnements à haute et basse température, et la graisse lubrifiante correspondante doit être sélectionnée.

4. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, car cela endommagerait le système de freinage.
5. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par inspection visuelle. Des fils de filature et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et réutilisées.
6. Pour déterminer si la roulette doit être remplacée en fonction de son temps d'utilisation et de son état d'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans cette opération.
7. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement que les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un lit d'hôpital équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le lit et de vérifier si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.
- 8, si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

8. Entretien des barrières de sécurité

1. Veuillez vérifier que les rails latéraux sont correctement installés afin d'empêcher le patient allongé de glisser et de rouler vers le bas.
2. Veuillez toujours vérifier les vis de l'ensemble du garde-corps et le fil métallique du garde-corps afin d'éviter tout desserrage et toute chute.
3. Veuillez utiliser correctement les pièces en plastique rouge de l'interrupteur de la barrière de sécurité et ne pas forcer pour éviter d'endommager la barrière.

9. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du lit électrique est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le lit électrique des rayons du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le lit électrique doit être stocké :
 - a) Température ambiante : $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 85\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $70\text{ kPa} \sim 106\text{ kPa}$.
 - d) Tension d'alimentation : $\text{CA } 100\text{-}220 \pm 22\text{ V}$;
 - e) Fréquence : $50 \pm 5\text{ Hz}$
4. L'équipement est équipé d'une alimentation interne et le type de protection est de type B.
 - A) Tension de service : 24 V CC .
 - B) Puissance d'entrée : 500 VA .
 - C) Modèle et calibre du fusible : $\text{F3AL } 250\text{ V}, 5 \times 20\text{ mm}$
 - D) Programme de fonctionnement : charge intermittente et fonctionnement continu
 - E) Indice de protection : IPX4
 - F) Appareils non AP/APG

Interprétation des symboles :



Remarque ! Vérifiez le fichier fourni avec le lit

IPX4 Indice de protection



Équipement de classe II pour la sécurité électrique



Mise à la terre de protection

10. Service après-vente et service d'

1. Veuillez conserver soigneusement les fichiers fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez les présenter lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les plus brefs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et un service de maintenance précis et rapides.
3. À compter de la date de vente, si le produit n'est pas cassé ou endommagé lors de l'installation et s'il a été utilisé conformément aux spécifications du manuel, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à long terme avec le « certificat » ou la facture.
4. Ne démontez pas vous-même les composants internes de ce produit afin d'éviter tout dommage inutile. Si vous constatez que l'utilisation est affectée par des problèmes de qualité, veuillez contacter notre service après-vente ou notre revendeur agréé.
5. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société réparera gratuitement le produit pour l'utilisateur.
6. Service après-vente : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.