




Benutzer handbuch

A2k5s

Manuelles Krankenhausbett

Registrierungscode: SK-CD1



SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098

Inhalt

Manuelle Einführung.....	2
1. Installationsanleitung.....	3
1.1 Liste des Standardzubehörs.....	3
1.2 Montage der Rollen	5
1.3 Montage der Seitenschutzvorrichtungen.....	6
1.4 Montage der PP-Matratzenhalterung.....	7
1.5 Montageverfahren für Kopf- und Fußteil.....	8
1.6 Installation der Infusionsstange	9
2. Verwendungsmethode	10
2.1 Verwendungsmethode für Rollen.....	11
2.2 Verwendungsmethode von Geländern.....	12
2.3 Verwendung von Entwässerungshaken	13
2.4 Verwendungsmethode für Infusionsständer.....	14
2.5 Verwendungsmethode für Kurbelgriffe.....	15
3. Ersatzteilaustausch und Wartung.....	16
4. Fehlerbehebung.....	17
5. Wartung des Bettes.....	17
6. Bettenreinigung.....	18
7. Matratzenreinigung und -pflege	18
8. Rollenerkennung und -wartung.....	19
9. Wartung der Leitplanken.....	20
10. Ersatzteilliste.....	20
11. Verpackung, Transport, Lagerung	21
12. Kundendienst.....	22

Manuelle Einführung

Krankenhausbetten sind unverzichtbare Hilfsmittel für das Wohlbefinden, die Behandlung und die Genesung bettlägeriger Patienten. Krankenhausbetten ermöglichen es Patienten, bequemere Positionen einzunehmen sowie Positionen, die manchmal von Ärzten empfohlen werden und die in einem normalen Bett nur sehr schwer zu erreichen wären, da man ständig Stützen anbringen oder entfernen müsste. Krankenhausbetten können manuell oder automatisch sein. Die Funktionen des automatischen Krankenhausbettes werden über Tasten an den Seitenwänden des Bettes oder über eine Fernbedienung gesteuert. Das manuelle Krankenhausbett verfügt über zwei durch Kurbeln ausgelöste Bewegungen: die Erhöhung des Kopfendes, die das Füttern erleichtert, Reflux verhindert und die Atmung erleichtert, sowie die Erhöhung des Fußendes, die die Durchblutung der unteren Gliedmaßen verbessert, da der Patient lange Zeit im Liegen verbringt. Andererseits ist die Sicherheit des Patienten in dieser Phase der Genesung sehr wichtig, daher sind alle unsere Betten mit Seitenschutzgittern ausgestattet, die verhindern, dass der Patient nachts aufsteht und Sturzgefahr besteht.

Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte vor der Installation und Verwendung genau. Wir verlangen von allen Benutzern, dass sie die Bedienungsanleitung und alle Vorsichtsmaßnahmen kennen.

- ▶ Diese Anleitung gilt für das manuelle Krankenhausbett A2k5s. Sie enthält die Installationsmethode, Bedienungsanweisungen und Wartungs-Checkpunkte.
- ▶ Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz für die Benutzer. Bei der tatsächlichen Verwendung beziehen Sie sich bitte auf das reale Objekt.
- ▶ Dieses Benutzerhandbuch enthält die Beschreibung, Anleitung, Wartung und technischen Parameter des Produkts.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.
- ▶ Jeder, der dieses Produkt verwendet oder bedient, sollte diese lesen und befolgen.
- ▶ Außer in einigen unerwarteten Situationen müssen Benutzer mit der Verwendung und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein.

1. Installationsanleitung

1.1 Liste des Standardzubehörs

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind:

Tabelle a:
















Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	Kopfteil		Hakenabstand: L910*H55 mm	1	Stück
2	Fußbrett		Hakenabstand: L910*H55mm	1	Stück
3	Seitenschiene		Sechste Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	2	Stück
4	Lenkrolle		5-Zoll-Rollen mit Abdeckung	4	Stück
5	Infusionsständer		Φ16-19 mm/cremefarbener Haken	1	Stück
6	Bettbein		L587*H245 mm	2	Stück
7	Bettplattform		L1925*B820 mm	1	Stück
8	Schraube	/	Siehe Tabelle a.1	1	Set

Tabelle a.1:



Nr.	Name	Abbildung	Spezifikation	Menge	Einheit
1	PP- Matratzenh alter		PP	2	Stück
2	Sechskantschraube		M8*70 mm	4	Stück
3	Flache Unterlegscheibe		$\Phi 8*\Phi 16*H1,2$ mm	4	Stück
4	Federscheibe		$\Phi 8*\Phi 14*H2,5$ mm	4	Stück
5	Mutter		M8 mm	4	Stück
6	Sechskantschraube		M8*60 mm	4	Stück
7	Kontermutter		M8 mm	4	Stück
8	Sechskantschraube		M10*70 mm	8	Stück
9	Flache Unterlegscheibe		$\Phi 10*\Phi 21*H1,8$ mm	8	Stück
10	Federscheibe		$\Phi 10*\Phi 17*H3$ mm	8	Stück
11	Mutter		M10 mm	8	Stück

1.2 Montage der Rollen

Legen Sie eine Schutzunterlage aus und drehen Sie das Bettgestell um.



Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskant  1.

Montieren Sie zuerst die Rollen an den Bettfüßen und befestigen Sie dann die Bettfüße mit einem 17-Zoll-Sechskantschlüssel am Bett.





1.3 Montage der Seitenschutzgeländer


Stellen Sie das Bett aufrecht hin und montieren Sie das Geländer. (Das Bild entspricht möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt, es dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung.)
Entfernen Sie die Schraube wie unten gezeigt und verwenden Sie einen 14-Zoll-Sechskantschlüssel.




1.4 Montage des PP-Matratzenhalters




1



2






3



4

1.5 Montagemethode für Kopf- und Fußteil

(Das Bild entspricht nicht genau dem tatsächlichen Produkt, sondern dient nur zur Veranschaulichung der Montageanleitung.)




Verschließen Sie die Schnalle

1.6 Installation der Infusionsstange


Montage des weiblichen Teils: Drücken Sie den Kunststoffhaken (weibliches Teil) auf das $\Phi 16$ -mm-Edelstahlrohr.

Montage des männlichen Teils: Setzen Sie den Kunststoffhaken (männliches Teil) direkt über das weibliche Teil in Kreuzform, richten Sie dann die Schnallen am männlichen Teil an den Schlitzen am weiblichen Teil aus und drücken Sie nach unten. Nachdem Sie ein „Klicken“ gehört haben, überprüfen Sie, ob das Ende der Schnalle fest sitzt. Ist dies der Fall, ist die Montage abgeschlossen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie weiter nach unten, bis die Schnalle fest sitzt.

Setzen Sie den montierten Infusionsständer senkrecht in die Infusionsständerhalterung ein. (Der Pfeil in der Abbildung zeigt die Infusionsständerhalterung.)



2. Verwendungsmethode



1-Kopfteil 2-Rollen 3-Schutzgitter 4-Bettflächenbrett 5-
Ablaufhaken 6-Bettfüße 7-Matratzenhalter 8-Fußbrett


Größe der Liegefläche	Länge	mm	1925±10
	Breite		820±10
	Höhe des Bettes über dem Boden		460±10
Abmessungen	Länge		2110±10
	Breite		960±10
	Höhe		460±10
Neigungsbereich	Rückwand	/	0-75 ± 10
	Beinplatte		0-35 ± 10
Gewicht	Sichere Arbeitslast	KG	200

2.1 Verwendungsmethode der Rollen


 Wenn sich ein Patient auf dem Bett befindet, sollte die Seitengitter vor dem Bewegen des Bettes angehoben werden.

 Außer wenn das Bett bewegt werden muss, muss die Rollenbremse während der restlichen Zeit betätigt werden. Alle vier Radbremsen müssen betätigt werden.

2.1.1 Rolle arretieren: Nachdem Sie das Bett in die gewünschte Position geschoben haben, drücken Sie mit dem Fuß auf die EIN-Taste und arretieren Sie die Rolle, wenn Sie ein „Klicken“ hören, wie in der Abbildung unten gezeigt.





2.1.2 Entriegeln der Rollen: Drücken Sie mit dem Fuß auf die OFF-Taste und entriegeln Sie die Rollen, wenn Sie ein „Klicken“ hören.





2.2 Verwendung der Schutzgeländer

2.2.1 Anheben und Absenken der Seitengitter

Anheben der Seitengitter: Halten Sie die rote Halterung der Seitengitter fest und heben Sie sie an. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, ist das Seitengitter verriegelt.





Absenken der Leitplanke: Halten Sie die rote Halterung der Leitplanke fest und legen Sie sie langsam ab.



2.3 Verwendung der Entwässerungshaken


Die Entwässerungshaken sind in der Abbildung dargestellt.




2.4 Verwendungsweise des Infusionsständers

Einstellen der Höhe des Infusionsständers:


1. Lösen Sie vorsichtig die äußere Hülse gegen den Uhrzeigersinn, führen Sie das Innenrohr des Infusionsständers in die äußere Hülse ein und stellen Sie dann die Länge der Verlängerungsstange nach oben oder unten ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Länge ein und ziehen Sie dann die Außenhülse vorsichtig im Uhrzeigersinn fest. Die maximale Tragkraft jedes Hakens beträgt 2 kg, insgesamt 8 kg.
(Höhenverstellung: 890–1540 mm)



2.5 Verwendung der Kurbelgriffe







Auf und ab: Ziehen Sie die Handkurbel heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.



Bein nach oben und unten: Ziehen Sie die Handkurbel heraus und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Bein anzuheben, und im Uhrzeigersinn, um das Bein abzusenken.

3. Ersatzteilaustausch und Wartung

Verwenden Sie zwei 17-Zoll-Inbusschlüssel (), um die Teleskop-Kipphebelverbindung zu lösen, entfernen Sie die Schraube und ersetzen Sie den Kipphebel. Nach Abschluss des Austauschs bringen Sie die Schrauben in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge an und ziehen Sie die Verbindung mit dem Schraubenschlüssel fest.




4. Ausschluss von Mängeln

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Ausschlussmethoden
Das gesamte Bett lässt sich nur schwer bewegen	1. Die Rolle ist ohne Lösen der Bremse arretiert 2. Die Rolle ist beschädigt	1. Lösen Sie die Bremse 2. Rolle austauschen
Die Schutzvorrichtung lässt sich leicht lösen	Die Leitplanke sitzt nicht fest	Heben Sie die Leitplanke wieder nach oben und lassen Sie die Hand los, nachdem Sie ein „Klicken“ hören
Lautes Geräusch beim Betrieb des Bettes	Die beweglichen Teile sind verrostet und unzureichend geschmiert	Geben Sie die richtige Menge Schmieröl an die Verbindungsstelle der beweglichen Teile
Ein Teil des Bettes funktioniert nicht	Ausfall der Teleskopwippe	Ersetzen Sie die Teleskopwippe

5. Bettenwartung

1. Um das Bett sicher zu verwenden, müssen regelmäßig Sicherheitsinspektionen durchgeführt werden. Führen Sie alle sechs Monate eine umfassende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass die Verbindungsteile nicht locker sind und die Auf- und Ab-Funktion des Bettes normal funktioniert.
2. An den Gelenken der häufig bewegten Teile des Bettes muss bei der täglichen Inspektion eine angemessene Menge Schmieröl hinzugefügt werden. Wenn starker Verschleiß festgestellt wird, sollte es aus Sicherheitsgründen sofort ausgetauscht werden. Fügen Sie Schmieröl wie abgebildet hinzu.



3. Vermeiden Sie Stöße gegen das Bett und Kratzer an der Beschichtung des Bettes durch scharfe Gegenstände.
4. Bitte vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bett und die Matratze, da dies zu Rost, ungewöhnlichen Geräuschen und Bakterienbildung führen kann. Wenn Wasser eindringt, wischen Sie es sofort ab.
5. Wenn der Bettrahmen altert und eine bestimmte Nutzungsdauer erreicht hat, können die Metallteile des Bettes und die Kunststoffteile des Kopf- oder Fußteils sowie die Schutzgitter recycelt werden.

6. Bettenreinigung

1. Wringen Sie zum Reinigen das mit einem neutralen, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel getränkte Tuch aus und wischen Sie damit das Bett ab. Wringen Sie anschließend das mit Wasser getränkte Tuch aus, um die restlichen Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, und wischen Sie das Bett zum Schluss mit einem trockenen Tuch trocken.
2. Verwenden Sie keine flüchtigen Substanzen (Verdünner, Lösungsmittel, Benzin usw.), da diese chemische Reaktionen hervorrufen und das Bett beschädigen können.
3. Wenn Sie zur Reinigung ein Desinfektionsmittel verwenden, verdünnen Sie es vor der Verwendung unbedingt gemäß der angegebenen Konzentration. Je nach Zusammensetzung des Desinfektionsmittels kann es Metallteile, Kunststoffteile usw. angreifen und zu unerwünschten Erscheinungen wie Verfärbungen und Verformungen führen. Daher wird folgende Dosierung des Desinfektionsmittels empfohlen:

0,05 bis 0,2 % Ammoniumchlorid-Desinfektionsmittel
 0,05 bis 0,2 % chloriertes Phenol-Desinfektionsmittel
 0,05 % Diclofenac-Ethan-Lösung 0,05 bis 0,2 %
 Natriumhypochlorit-Desinfektionsmittel

Verwenden Sie keine Rauchsterilisatoren, Autoklaven und kein Methyl (Phenol) zur Reinigung des Kopfendes und Fußendes des Bettes. Dies kann zu Korrosion, Verfärbungen und Beschädigungen führen.

Hinweis: Achten Sie beim Reinigen des Bettes oder beim Wechseln der Bettwäsche bitte auf die Ecken, Kanten und Schrauben des Rahmens, um Kratzer zu vermeiden.

7. Reinigung und Pflege der Matratze

1. Vermeiden Sie bei der Verwendung Kratzer durch scharfkantige Werkzeuge oder Messer, decken Sie die Matratze mit Laken oder Reinigungspads ab und reinigen Sie sie regelmäßig, um sie vor Austrocknung zu schützen.
2. Reinigen Sie die Matratze regelmäßig mit einem Staubsauger. Der Matratzenbezug kann bei 100 ° C gewaschen werden.
3. Legen Sie die Matratze häufig frei, um einen frischen und bequemen Schlaf zu gewährleisten, aber achten Sie darauf, die Matratze nicht zu lange freizulegen.
4. Wenn der Stoff versehentlich verschmutzt wird, beachten Sie bitte die entsprechenden empfohlenen Reinigungsmethoden in der Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Stoffes.

5. Wenn versehentlich Kaugummi oder andere Klebstoffe auf den Stoff gelangen, wischen Sie diese nicht mit Gewalt ab. Verwenden Sie einen Eisbeutel, um sie aushärten zu lassen, und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.
6. Wenn der Faden aufgrund von Verschleiß locker ist, ziehen Sie ihn nicht mit der Hand ab, sondern schneiden Sie ihn mit einer Schere ab.

* Wenn Ihre Bestellung keine Matratze enthält, beachten Sie bitte die Vertragsbedingungen.




8. Rollenerkennung und Wartung


1. Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um Stöße oder Überlastung zu vermeiden, die zu einer Beschädigung der Rollen führen können.
2. Fetten Sie die Rollen oder Räder regelmäßig ein. Die Häufigkeit der Nachschmierung sollte entsprechend den tatsächlichen Nutzungsbedingungen festgelegt werden. Im Allgemeinen wird alle sechs Monate Schmierfett nachgefüllt.
3. Achten Sie nach der Reinigung der Laufrollenausrüstung darauf, Fett hinzuzufügen. Die Auswahl des Schmierfetts sollte sich nach der tatsächlichen Einsatzumgebung richten, wobei bei besonders hohen oder besonders niedrigen Temperaturen das entsprechende Schmierfett ausgewählt werden sollte.
4. Es ist verboten, die Rollen beim Bremsen zu blockieren, da dies zu Schäden am Bremssystem führen kann.
5. Der Verschleiß der Reifenoberfläche des Rades kann durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Es kann vorkommen, dass sich Fäden und andere Ablagerungen um das Rad gewickelt haben. Entfernen Sie in diesem Fall die Schrauben und Muttern des Rades, reinigen Sie es von den Ablagerungen und überprüfen Sie, ob das Lager des Rades beschädigt ist. Wenn die Teile nicht beschädigt sind, können sie wieder zusammengebaut und verwendet werden.
6. Um zu beurteilen, ob die Rollen aufgrund der Nutzungsdauer und des Verschleißes ausgetauscht werden müssen, können Sie die Räder austauschen und sicherstellen, dass die Achsenbolzen und Muttern gut zusammenpassen und verbunden sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherungsscheiben oder Sicherungsmuttern, um diesen Vorgang zu erleichtern.
7. Bei Rollen mit Bremsen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Bremsen einmal täglich oder vor jedem Gebrauch. Bei einem Krankenhausbett, das mit mehreren Bremsrollen ausgestattet ist, kann jeweils nur eine Bremsrolle arretiert werden, sodass Sie versuchen können, das Bett zu schieben. Überprüfen Sie auch, ob die Bremsleistung jeder einzelnen Rolle gut ist. Wenn die Funktion der Bremse aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung der Räder ausfällt, ersetzen Sie die Räder sofort und testen Sie das Bremssystem erneut.
8. Wenn der Mechanismus des Bremssystems der Rolle beschädigt ist und die Bremse repariert oder ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen von unserem Unternehmen autorisierten Händler. Bei jedem Austausch der Bremsen muss die Bremsleistung der Rollen erneut getestet werden.

9. Wartung der Seitengitter

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Seitengitter korrekt installiert sind, um zu verhindern, dass der liegende Patient verrutscht und herunterrollt.
2. Bitte überprüfen Sie immer die Schrauben der gesamten Position der Seitengitter und des Drahtes, um ein Lösen und Herunterfallen zu verhindern.
3. Bitte verwenden Sie die roten Kunststoffteile des Seitengitter-Schalters ordnungsgemäß und wenden Sie keine Gewalt an, um eine Beschädigung des Seitengitters zu vermeiden.

10. Ersatzteil- sliste

Nr.	Name	Modell	Bild	Spezifikation
1	A900/PP/Kopf- und Fußteil	S0FJBT010019		Hakenabstand: 910*55 mm
2	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105931		Linke Seite
3	Seitenschiene aus Aluminiumlegierung	BKLLGH105932		Rechte Seite
4	Infusionsständer	S0FJSY010003		Φ16-19/cremefarben
5	5-Zoll-Lenkrolle	LGPLU101TS014		φ24
6	Vierkant-Rollen-Set	GPSL101TS297		50*50 mm
7	Hintere Teleskopkurbel	LGPSG10101002		950–150 mm

8	Bein- Teleskopkur- bel	LGPSG10101001		650-95 mm
9	Teleskop- Kurbelgriff	GPSL1012524S		Cremefarben/250*220 mm
10	Kurbelgriff-Basis	GPSL1012525S		Off-white/p2142c
11	Namenskarte	GPSL101TS184		/

Hinweis: Aufgrund von Produktaktualisierungen sind Teile des Originalprodukts möglicherweise nicht mehr lebenslang verfügbar.
(Das Unternehmen stellt sicher, dass für die verkauften Produkte die Teile, die innerhalb von 6 Jahren nach Ende ihrer Produktion ausgetauscht werden müssen, verfügbar sind.)

11. Verpackung, Transport, Lagerung

1. Die Verpackung des manuellen Bettes erfolgt gemäß Vertrag oder Produktstandard.
2. Vermeiden Sie während des Transports des manuellen Bettes Stürze, starke Erschütterungen und schützen Sie es vor Sonnenlicht und Regen.
3. Das manuelle Verstellbett sollte gelagert werden bei:
 - a) Umgebungstemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$.
 - b) Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 85\%$.
 - c) Atmosphärischer Druck: 70 kPa ~ 106 kPa.

Erklärung der Symbole:



Achtung! Überprüfen Sie die mit dem Bett mitgelieferte Datei



Die sichere Arbeitslast beträgt 2000 N

12. Kundendienst service

1. Bitte bewahren Sie die mit der Maschine gelieferten Unterlagen und Rechnungen für dieses Produkt sorgfältig auf, da Sie diese Unterlagen vorlegen müssen, wenn das Unternehmen Garantie- und Wartungsarbeiten für das Produkt durchführt.
2. Wenn während der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Unternehmen, damit wir Ihnen zeitnah präzise und schnelle technische Unterstützung und Wartungsleistungen bieten können.
3. Demontieren Sie das Innere dieses Produkts nicht selbst, um unnötige Schäden zu vermeiden. Wenn Sie feststellen, dass die Verwendung aufgrund von Qualitätsproblemen beeinträchtigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder unseren autorisierten Händler.
4. Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum aufgrund von Qualitätsproblemen tatsächlich beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, bietet das Unternehmen den Benutzern eine kostenlose Reparatur des Produkts an.
5. Lebenslanger Service vom Hersteller: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELL: A2k / REF.: 319-SK031

KRANKENHAUSBETT MANUELL / MANUELLES KRANKENHAUSBETT / LIT D'HOPITAL /

LETTO OSPEDALIERO / CAMA DE HOSPITAL / KRANKENHAUSBETT



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd Nr. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Jiangsu-Provinz, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Niederlande



QuirumedS.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica, Paterna,
46980, Valencia (Spanien)



15.11.2025



LOT:HW25050



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

AKTIENCODE: 870098



Nr. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com