



Manual de usuario

SKR-CT670-1

**Tratamiento con pintura en color
Carro**



Imagen solo a modo de referencia

Contenido

Introducción manual	2
1. Guía de instalación	3
1.1 Lista de accesorios estándar	3
1.2 Instalación de ruedas	5
2. Método de uso	6
2.1 Método de uso de las ruedas.....	7
2.2 Método de uso de cubos	8
3. Exclusión de fallos	9
4. Mantenimiento	9
5. Embalaje, transporte, almacenamiento.....	10
6. Servicio posventa.....	10

Introducción manual

Nota:

Lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalar y utilizar el producto. Es necesario que todos los usuarios conozcan el manual del usuario y todas las precauciones.





- ▶ Este manual es aplicable al carro de tratamiento pintado en color SKR-CT670-1. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de verificación de mantenimiento.
- ▶ Los gráficos de este manual son solo para referencia de los usuarios. En el uso real, consulte el objeto real.
- ▶ Este manual de usuario incluye la descripción, las instrucciones, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- ▶ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o el distribuidor.
- ▶ Cualquier persona que utilice u opere este producto debe leerlo y cumplirlo.
- ▶ Salvo en situaciones imprevistas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

1. Guía de instalación

1.1 Lista de accesorios estándar


Después de abrir la caja de embalaje, compruebe que las siguientes piezas estén completas en la caja:

Tabla a:

N.º	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Cuerpo principal		670 mm (largo) x 450 mm (ancho) x 920 mm (alto)	1	pz
2	Cubeta		φ233*205 mm	2	pcs
3	Ruedas con freno		Ruedas de 4 pulgadas con freno	2	pcs
4	Ruedas sin freno		Ruedas de 4 pulgadas sin freno	2	pcs





4	Tornillo	/	Consulte la tabla a.1	1	juego
---	----------	---	-----------------------	---	-------

Tabla a.1

N.	Nombre	Imagen	Especificaciones	Cantidad	Unidad
1	Arandela elástica		$\Phi 12 * \Phi 19,72 * H3,54$ mm	4	pcs

1.2 Instalación de ruedas

Coloque una almohadilla protectora y ponga el cuerpo del carro boca abajo;
Saque la arandela elástica $\Phi 12$ del paquete de tornillos, saque las ruedas, insértelas en el tubo y
apriételas en sentido horario con una llave hexagonal interior.



3

4

2. Utilizar el método « »



1


2

Carro de tratamiento pintado en un solo color 2-Ruedas


Tamaño del carro	Longitud	mm	670
	Ancho		450
	Altura del carro sobre el suelo		950
Peso	Carga de trabajo segura	Kg	50

2.1 Método de uso de las ruedas giratorias

Bloqueo de la rueda: después de empujar la camilla de tratamiento hasta la posición deseada, pulse el botón ON con el pie y bloquee la rueda cuando oiga un «clic», tal y como se muestra en la siguiente imagen.




Desbloquee la rueda: presione el botón OFF con el pie y desbloquee la rueda cuando oiga un «clic».



2.1 Método de uso de cubos

Gire el aro de quilla y coloque los cubos.



3.Exclusión de fallos

Fallos comunes	Posibles causas	Métodos de exclusión
Dificultad para mover todo el carro	1. La rueda está bloqueada sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno, compruebe 2.1 2. Sustituya la rueda giratoria, compruebe 1.2

4. Mantenimiento

1. Para utilizar el carro de tratamiento de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas. Se recomienda comprobarlo cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y que todas las operaciones sean normales.

2. Cuando el bastidor del carro de tratamiento envejece y alcanza un determinado tiempo de servicio, las partes metálicas y plásticas del bastidor del carro de tratamiento pueden reciclarse.

3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulos afilados o cuchillos durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.

4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de tratamiento, ya que provocarán la oxidación de la superficie de acero inoxidable.

5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, ya que podrían dañarlas.

6. Está prohibido forzar las ruedas a frenar, ya que esto dañaría el sistema de frenos.

7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que haya hilos entrelazados y otras acumulaciones envueltos alrededor de la rueda; retire los pernos y tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Para determinar si es necesario sustituir las ruedas en función del tiempo de uso y el desgaste, puede sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes estén bien colocados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.

9. En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar periódicamente si los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro de tratamiento equipado con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá probar y empujar el carro de tratamiento, así como comprobar si el rendimiento del freno de cada rueda es bueno. Si la función del freno falla debido al desgaste o al daño de las ruedas,

sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a comprobar el sistema de frenado.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con un distribuidor autorizado de nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se deberá volver a comprobar el rendimiento de los frenos de las ruedas giratorias.

5. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje del carro se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las salidas precipitadas, las vibraciones violentas y proteja el carro de la luz solar y la lluvia durante el transporte.
3. El carro debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Presión atmosférica: $500\text{ hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servicio posventa

1. Conserve adecuadamente los archivos que acompañan al equipo y las facturas de este producto, ya que deberá presentarlos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido de manera oportuna.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a una instalación y un uso correctos de acuerdo con las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida con el «certificado» o la factura.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO: SKRCT670-1 | REF.: 319-SKRCT670-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO
MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Provincia de Jiangsu, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidad 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Países
Bajos



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,
46980, Paterna, Valencia (España)



LOTE: HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO DE ACCIONES: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com