



Manuel d'utilisation

SKR-CT670-1
Peinture couleur
Chariot



Image à titre indicatif uniquement

Contenu

Présentation du manuel	2
1. Guide d'installation.....	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes	5
2. Mode d'emploi	6
2.1 Mode d'emploi des roulettes	7
2.2 Méthode d'utilisation des seaux	8
3. Exclusion des défauts.....	9
4. Maintenance.....	9
5. Emballage, transport, stockage	10
6. Service après-vente.....	10

Introduction manuelle

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de prendre connaissance du manuel d'utilisation et de toutes les mises en garde.





- ▶ Ce manuel s'applique au chariot de traitement peint en couleur SKR-CT670-1. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle d'entretien.
- ▶ Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Lors de l'utilisation, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, les instructions, la maintenance et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou exploitant ce produit doit le lire et s'y conformer.
- ▶ Sauf en cas de situations imprévues, les utilisateurs doivent se familiariser avec l'utilisation et les précautions d'emploi.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard


Après avoir ouvert le carton d'emballage, veuillez vérifier que les pièces suivantes sont bien présentes dans le carton :

Tableau a :

N°	Nom	Image	Spécifications	Qté	Unité
1	Corps principal		L670*1450*H920 mm	1	pc
2	Godet		φ233*205 mm	2	pièces
3	Roulette avec frein		Roulettes de 4 pouces avec frein	2	pièces
4	Roulette sans frein		Roulettes de 4 pouces sans frein	2	pièces

4	Vis	/	Se reporter au tableau a.1	1	jeu
---	-----	---	----------------------------	---	-----





Tableau a.1

N	Nom	Image	Spécifications	Q	Unité
1	Rondelle élastique		Φ12*Φ19,72*H3,54 mm	4	pièces

1.2 Installation des roulettes

Placez un coussin de protection et retournez le chariot ;

Retirez la rondelle élastique $\Phi 12$ du paquet de vis, puis retirez les roulettes, insérez-les dans le tube et serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale.



3

4

2. Utiliser la méthode d'




Chariot de traitement peint en une couleur 2 roulettes


Dimensions du chariot	Longueur	mm	670
	Largeur		450
	Hauteur du chariot au-dessus du sol		950
Poids	Charge de travail sécurisée	kg	50

2.1 Mode d'emploi des roulettes d'

Verrouiller la roulette : après avoir poussé le chariot de traitement à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton ON avec votre pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic », comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



Déverrouillez la roulette : appuyez sur le bouton OFF avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un « clic ».



2.1 Utilisation des seaux

Tournez le cerceau et placez les seaux à l'intérieur.



3.Élimination des défauts d'

Pannes courantes	Causes probables	Méthodes d'exclusion
Difficulté à déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein soit desserré 2. La roulette est endommagée	1. Desserrer le frein, vérifier 2.1 2. Remplacer la roulette, vérifier 1.2

4. Entretien

1. Afin d'utiliser le chariot de traitement en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité sur le chariot de traitement. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois afin de s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.

2. Lorsque le châssis du chariot de traitement vieillit et atteint une certaine durée de service, les parties métalliques et plastiques du châssis peuvent être recyclées.

3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour le garder propre et sec.

4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot de traitement, car cela provoquerait la rouille de la surface en acier inoxydable.

5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter tout choc ou surcharge, qui pourraient les endommager.

6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, car cela endommagerait le système de freinage.

7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par inspection visuelle. Des fils de filature et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.

8. Pour déterminer si les roulettes doivent être remplacées en fonction de leur durée d'utilisation et de leur usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des contre-écrous pour vous aider dans cette opération.

9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement si les freins fonctionnent correctement. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Pour un chariot de traitement équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être verrouillée à la fois, ce qui vous permettra d'essayer de pousser le chariot de traitement et de vérifier si le freinage de chaque roulette est efficace. Si le frein ne fonctionne pas correctement en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues,

remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un revendeur agréé par notre société. À chaque remplacement des freins, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage et

1. L'emballage du chariot est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez le chariot de la lumière du soleil et de la pluie pendant le transport.
3. Le chariot doit être stocké dans les conditions suivantes :
 - a) Température ambiante : -40 °C à +70 °C.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : 500 hPa ~ 1060 hPa.

6. Service après-vente et d'

1. Veuillez conserver soigneusement les documents fournis avec la machine et les factures de ce produit. Vous devrez les présenter lorsque la société effectuera la garantie et la maintenance du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société dans les meilleurs délais afin que nous puissions vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides en temps opportun.
3. À compter de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, il bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service de maintenance à vie avec le « certificat » ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, la société fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie du fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE : SKRCT670-1 | RÉF. : 319-SKRCT670-1

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO / CARRO
MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35
Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City,
Province du Jiangsu, Chine



SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unité 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Pays-
Bas



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,
46980, Paterna, Valence (Espagne)



LOT : HW25xxx



2025-xx-xx



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODE BOURSIER : 870098



N° 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com