



Manual de usuario

SKR-ET085 Carro de emergencias



Imagen solo a título informativo

1. Instalación de las ruedas

Alinee el perno de la rueda con el orificio de montaje situado en la parte inferior del carro e inserte la rueda. Inserte el tornillo en el orificio de montaje y apriételo en sentido horario.



1




2




3

2. Método de uso de las ruedas

Bloqueo de la rueda: Después de empujar el carro de anestesia hasta la posición deseada, presione el botón ON con el pie y bloquee la rueda cuando oiga un «clic», tal y como se muestra en la figura siguiente.



Desbloqueo de la rueda: Presione el botón OFF con el pie y desbloquee la rueda cuando oiga un «clic».



3. Solución de averías

Averías comunes	Posibles causas	Métodos de resolución
Es difícil mover el carro completo	1. La rueda está bloqueada sin haber soltado el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno, consulte 2.1 2. Sustituya la rueda, consulte 1.2

4. Mantenimiento

1. Para utilizar el carro de anestesia de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas del mismo. Se recomienda revisarlo cada seis meses para asegurarse de que las conexiones no estén sueltas y de que todas las funciones sean normales.

2. Cuando el bastidor del carro de anestesia envejezca y alcance un determinado tiempo de servicio, las piezas metálicas y las piezas de plástico del bastidor del carro de anestesia podrán reciclarse.

3. Evite rayar el panel con utensilios de bordes afilados o cuchillos durante su uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.

4. Si el panel se mancha accidentalmente, se recomienda limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de anestesia, ya que esto provocará que la superficie de acero inoxidable se oxide.

5. Revise periódicamente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, ya que esto podría dañarlas.

6. Está prohibido forzar las ruedas para que frenen al frenar, ya que esto dañará el sistema de frenos.

7. El desgaste de la superficie del neumático de la rueda se puede detectar mediante una inspección visual. Es posible que haya hilos deshilachados u otros residuos enredados alrededor de la rueda; retire los tornillos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el cojinete de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Para determinar si hay que sustituir la rueda giratoria en función del tiempo de uso y el desgaste, puede cambiar las ruedas y asegurarse de que los pernos y tuercas de los ejes estén bien apretados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para facilitar este proceso.

9. En el caso de las ruedas con freno, es necesario comprobar periódicamente si los frenos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de un carro de anestesia equipado con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá intentar empujar el carro de anestesia y comprobar también si el rendimiento del freno de cada rueda es bueno. Si el funcionamiento del freno falla debido al desgaste o a daños en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a comprobar el sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda está dañado y es necesario reparar o sustituir el freno, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa o con un distribuidor autorizado de nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se debe volver a comprobar el funcionamiento de los frenos de las ruedas.

5. Embalaje, transporte y almacenamiento

1. El embalaje del carrito se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las sacudidas bruscas y las vibraciones violentas, y proteja el carro de la luz solar y la lluvia durante el transporte.
3. El carro debe almacenarse:
 - a) Temperatura ambiente: +5 °C ~ +40 °C.
 - b) Humedad relativa: ≤ 85 %.
 - c) Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Servicio posventa

1. Conserve adecuadamente la documentación que acompaña a la máquina y las facturas de este producto, ya que deberá presentarlas cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si surge algún problema durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa a la mayor brevedad posible, para que podamos proporcionarle un servicio de asistencia técnica y mantenimiento preciso y rápido en el menor tiempo posible.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a una instalación y uso correctos de acuerdo con las especificaciones, el producto disfrutará de un año de garantía gratuita y de un servicio de mantenimiento de por vida con el «certificado» o la factura.
4. A partir de la fecha de compra, si el producto se daña o no funciona correctamente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa ofrecerá a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio de por vida del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODEL:SKR-ET085 | REF.: 319-SKR-ET085

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO
SANITARIO / CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIFB97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:





Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO BURSÁTIL: 870098



N.º 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com