Benutzerhandbuch

Halskrause
XH-17

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870006DY



I.Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 57× 17 × 5 cm
2. Kartongröße (10 Stück): 58×18×15cm
3. NW (1 Stück): 0,14 kg 4. GW(10 Stück): 2 kg

II. Wie benutzt man:

1. Messen Sie den Patienten: Richten Sie den Kopf auf eine neutrale oder „Augen nach vorne“-Position aus, es sei denn, Ihr Protokoll kontraindiziert.
2. Stellen Sie den verstellbaren Kragen ein und verriegeln Sie ihn: Ziehen Sie zwei Verriegelungslaschen heraus, stellen Sie die Kinnstütze auf die geeignete Höhe ein und verriegeln Sie beide Seiten, indem Sie zwei Verriegelungslaschen drücken.
3. Kragen vorformen.
4. Legen Sie das Halsband an, während Sie manuell eine neutrale Kopfposition beibehalten: Platzieren Sie die Kinnstütze gut unter dem Kinn. Ziehen Sie die Rückseite des Kragens eng an, während Sie die Vorderseite festhalten, und befestigen Sie sie dann.
5. Schieben Sie bei einem Patienten in Rückenlage die hintere Platte hinter den Nacken, bevor Sie die Kinnstütze platzieren.

III. Für ... beworben haben:

Es wird bei zervikalen Verletzungen verwendet, die eine nicht starre Unterstützung und eingeschränkte Mobilität erfordern. Es kann auch als Hilfsmittel zur Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit Nackenmuskelkrämpfen oder Schleudertrauma verwendet werden.

IV. Aufmerksamkeit:

1. Stellen Sie vor der Verwendung der Halskrause sicher, dass der Patient „Auge nach vorne“ richtet.
2. Vergessen Sie nicht, die Höhe der Halskrause für Patienten anzupassen.
3. Stellen Sie das Halsband nicht am Patienten ein.
4. Bewahren Sie das Halsband nicht in gefalteter Position auf. Flach lagern.
5. Dieses Gerät darf nur von vollständig geschultem Personal bedient werden. Ungeübten Personen ist die Bedienung untersagt.

V. Wartung:

Halten Sie es wie gewohnt sauber.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp.Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: NL-AR-000000247

Dokumentrevision: Rev.02
Revisionsdatum: 2026-10-28