Manual de usuario

Collarín cervical XH-17

CE MD

(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870006DY




I.Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 57×17×5cm
2. Tamaño del cartón (10 unidades): 58×18×15cm
3. Peso neto (1 unidad): 0,14 kg
4. Peso bruto: (10 unidades):2kg

II. Cómo utilizar:

1. Mida al paciente: alinee la cabeza en una posición neutra o de “ojos hacia adelante”, a menos que su protocolo lo contraindique.
2. Ajuste y bloquee el collarín ajustable: saque las dos lengüetas de bloqueo, ajuste el soporte de la barbilla a la altura adecuada, bloquee ambos lados presionando las dos lengüetas de bloqueo.
3. Preformar el collar.
4. Aplique el collar mientras mantiene manualmente la posición neutral de la cabeza: Coloque el soporte para la barbilla bien debajo de la barbilla. Tire de la parte posterior del cuello para que quede ajustado mientras sujeta la parte delantera en su lugar y luego ajústelo.
5. Para un paciente en decúbito supino, deslice el panel posterior detrás del cuello antes de colocar el soporte para la barbilla.

III. Uso Previsto:

Se utiliza para lesiones cervicales que requieren soporte no rígido y movilidad limitada. También se puede utilizar como ayuda para el alivio del dolor asociado con espasmos musculares del cuello o lesiones por latigazo cervical.

IV. Atención:

1. Antes de usar el collarín cervical, asegúrese de que el paciente esté mirando hacia adelante.
2. No olvide ajustar la altura del collarín cervical para los pacientes.
3. No ajuste el collar al paciente.
4. No guarde el collar en posición plegada. Tienda plana.
5. Este dispositivo solo debe ser operado por personal plenamente formado. Se prohíbe su manipulación a personas sin formación.

V.mantenimiento:

Manténgase limpio como rutina.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp.Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: NL-AR-000000247

Revisión del documento: Rev.02
Fecha de revisión: 2026-10-28