Manuel de l'Utilisateur

Collier cervical
XH-17

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870006DY




I.Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 57×17×5cm
2.Taille Carton (10 pcs): 58×18×15cm
3.N.W.(1pc): 0.14kg
4.G.W. (10 pcs): 2 kg

II. Comment utiliser:

1. Mesurez le patient : alignez la tête en position neutre ou "les yeux vers l'avant", sauf contre-indication de votre protocole.
2. Ajustez et verrouillez le collier réglable : tirez sur deux languettes de verrouillage, ajustez le support de menton à la hauteur appropriée, verrouillez les deux côtés en appuyant sur deux languettes de verrouillage.
3. Préformez le collier.
4. Appliquer le collier en maintenant manuellement la position neutre de la tête : Placer la mentonnière bien sous le menton. Tirez l'arrière du col bien ajusté tout en maintenant le devant en place, puis attachez.
5. Pour un patient en décubitus dorsal, faites glisser le panneau arrière derrière le cou avant de placer la mentonnière.

III. Appliqué pour:

Il est utilisé pour les lésions cervicales nécessitant un soutien non rigide et une mobilité limitée. Il peut également être utilisé pour soulager la douleur associée aux spasmes musculaires du cou ou aux coups de fouet cervical.

IV. Attention:

1. Avant d'utiliser le collier cervical, assurez-vous que le patient a les yeux tournés vers l'avant.2. N'oubliez pas d' ajuster la hauteur du collier cervical pour les patients.
3. N'ajustez pas le collier sur le patient.
4. Ne rangez pas le collier en position pliée. Conserver à plat.
5. Cet appareil ne doit être utilisé que par du personnel dûment formé. Son utilisation est interdite aux personnes non formées.

V. Entretien:

Gardez propre comme routine.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp.Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: NL-AR-000000247

Révision du document : Rev.02
Date de révision : 2026-10-28