Manuale d'uso

Collare cervicale
XH-17

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870006DY



I.Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 57×17×5cm
2. Dimensioni della scatola (10 pezzi): 58×18×15cm
3.N.W. (1 pz): 0,14 kg
4.G.W.(10 pezzi): 2 kg

II. Come usare:

1. Misurare il paziente: allineare la testa in posizione neutra o "occhi in avanti" a meno che non sia controindicato dal protocollo.
2. Regolare e bloccare il collare regolabile: estrarre due linguette di bloccaggio, regolare il supporto per il mento all'altezza adeguata, bloccare entrambi i lati premendo due linguette di bloccaggio.
3. Preformare il collare.
4. Applicare il collare mantenendo manualmente la posizione neutra della testa: posizionare il supporto per il mento ben sotto il mento. Tirare aderente la parte posteriore del colletto tenendo la parte anteriore in posizione, quindi allacciare.
5. Per un paziente supino, far scorrere il pannello posteriore dietro il collo prima di posizionare il supporto per il mento.

III. Aver fatto richiesta per:

Viene utilizzato per le lesioni cervicali che richiedono un supporto non rigido e una mobilità ridotta. Può anche essere usato come aiuto per alleviare il dolore associato a spasmi muscolari del collo o lesioni da colpo di frusta.

IV. Attenzione:

1. Prima di utilizzare il collare cervicale, assicurarsi che il paziente sia “con lo sguardo rivolto in avanti”.2.
Non dimenticare di regolare l'altezza del collare cervicale per i pazienti.
3. Non regolare il collare sul paziente.
4. Non riporre il colletto in posizione piegata. Conservare piatto.
5. Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato. È vietato l’uso a persone non formate.

V. Manutenzione:

Mantieni pulito come di routine.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp.Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: NL-AR-000000247

Revisione del documento: Rev.02
Data di revisione: 2026-10-28