Camilla funeraria plegable

Modelo: YXH-1H (Referencia: 1238-YXH1H)

Datos técnicos:

Material: aleación de aluminio de alta resistencia y PVC.
Tamaño del producto: 205 × 53 × 35 cm.
Tamaño de plegado: 108 × 53 × 10 cm.
Tamaño de embalaje: 112 × 54 × 12 cm (1 unidad por cartón).
Capacidad de carga: 159 kg.
Peso neto: 9 kg. Peso bruto: 10 kg.



Procedimiento de operación:

- Retire el portátil y colóquelo plano sobre una superficie lisa.
- Presione el botón (como se muestra en la imagen ①) para desplegar las ruedas y las patas y colocarlas sobre el suelo.
- Abra la tapa superior del portátil y coloque el cuerpo sobre ella. Asegúrese con cinturones de seguridad y verifique que el peso del cuerpo se encuentre dentro de la capacidad de carga del portátil.
- Cierre la tapa superior del portátil. Pida a alguien que se sitúe en los dos extremos o en las cuatro esquinas para levantarlo con estabilidad y trasladarlo.
- Para el transporte a corta distancia por terreno plano, eleve los pedales de los pies (como se muestra en la figura ②) sobre las piernas del portátil; mantenga las ruedas pequeñas situadas en el extremo posterior (como se muestra en la figura ③) en contacto con el suelo. Una persona podrá empujarlo con facilidad hacia adelante. Mantenga la estabilidad del portátil durante todo el proceso para evitar que el cuerpo se incline.

Aplicado para:

La camilla plegable funeraria YXH-1H se utiliza principalmente en hospitales y casas funerarias para trasladar cadáveres.

Atención:

- Al transportar cuerpos con este portátil, asegúrese de atar los cinturones de seguridad y no exceda la capacidad de carga (159 kg).
- Durante el funcionamiento habitual, tenga cuidado de no desgastar excesivamente la superficie del soporte.

mantenimiento:

- Mantenga la limpieza como parte rutinaria (incluida la esterilización).
- Con frecuencia compruebe si alguna pieza está suelta o no.

Folding funeral stretcher

Model: YXH-1H (Ref: 1238-YXH1H)

Technical data:

Material: High strength aluminum alloy and PVC.
Product size: 205×53×35cm.
Folding size: 108×53×10cm.
Packing size: 112×54×12cm (1pc/carton).
Load Capacity: 159kg.
Net weight: 9kg. Gross weight: 10kg.



Operation Procedure:

- Remove the stretcher and place it flat on a smooth surface.
- Press down on the button (as shown in the picture ①) to unfold the wheels and legs and position them on the ground.
- Open the top cover of the stretcher and lift the body onto it. Secure with safety belts , ensure the weight of the body is within the stretcher's load capacity.
- Close the top cover of the stretcher. Have someones stand at the two ends or at the four corners of the stretcher to lift it steadily and transport.
- For short-distance, flat-ground transportation, raise the foot pedals(as shown in the picture ②) on the legs of the stretcher. Keep the small wheels at the rear end(as shown in the picture ③) on the ground. One person can smoothly push it forward. Maintain the stability of the stretcher throughout the process to avoid the body from tilting.

Applied for:

The funeral folding stretcher YXH-1H is mainly used in the hospitals and funeral houses to transport dead bodies.

Attention:

- When carrying bodies with this stretcher, be sure fasten the safety belts and not exceed the load capacity (159kg).
- In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

Maintenance：

- Keep clean as routine (incl. sterilization).
- Often check if any parts loose or not.

Barella funeraria pieghevole

Modello: YXH-1H (Riferimento: 1238-YXH1H)

Dati tecnici:

Materiali: lega di alluminio ad alta resistenza e PVC.
dimensioni del prodotto: 205 × 53 × 35 cm
dimensioni di piegatura: 108 × 53 × 10 cm
dimensioni dellimballaggio:112 ×54 ×12 cm (1 pezzo per cartone)
Capacità di carico: 159 kg.
Peso netto: 9 kg. Peso lordo: 10 kg.



Procedura operativa:

- Rimuovere il lettino e posizionarlo piano su una superficie liscia.
- Premi il pulsante (come mostrato nella figura ①) per aprire le ruote e le gambe e posizionarle a terra.
- Aprire la copertura superiore della barella e sollevare il corpo su di essa. Affermare con i cinturini di sicurezza, assicurandosi che il peso del corpo rientri nella capacità di carico della barella.
- Chiudi la copertura superiore della barella. Chiedi a qualcuno di posizionarsi alle due estremità o ai quattro angoli per sollevarla con stabilità e trasportarla.
- Per il trasporto su distanze brevi su terreno pianeggiante, alzare i pedali a piedi (come mostrato nella figura ②) posizionati sulle gambe del carrello. Mantenere le ruote piccole situate allestremità posteriore (come mostrato nella figura ③) a contatto con il suolo; una sola persona può spingerlo agevolmente in avanti. È fondamentale mantenere la stabilità del carrello per evitare che il corpo si inclini.

Richiesto per:

Il carrello flessibile per funerali YXH-1H è utilizzato principalmente negli ospedali e nelle strutture funebri per il trasporto dei cadaveri.

Attenzione:

- Quando si trasportano corpi utilizzando questo carrello, assicurarsi di fissare i cinturini di sicurezza e di non superare la capacità di carico (159 kg).
- Durante luso quotidiano, prestare attenzione a non rovinare la superficie della barella.

Manutenzione:

- Mantenete la pulizia come pratica abituale (inclusa la sterilizzazione).
- Verifica spesso se alcune parti siano allentate o meno.

Civière funéraire pliable

Modèle : YXH-1H (Réf. : 1238-YXH1H)

Données techniques :

Matériau : alliage daluminium à haute résistance et PVC.
dimensions du produit : 205 × 53 × 35 cm
dimensions de pliage : 108 × 53 × 10 cm
dimensions demballage :112×5 4×12 cm (1 pièce par carton)
Capacité de charge : 159 kg.
Poids net : 9 kg. Poids brut : 10 kg.



Procédure dopération :

- Retirez le chariot et placez-le plat sur une surface lisse.
- Appuyez sur le bouton (comme illustré sur la figure ①) pour déployer les roues et les pattes, puis les placer au sol.
- Ouvrez le couvercle supérieur du chariot et soulevez le corps dessus. Fixez-le avec les ceintures de sécurité et assurez-vous que le poids du corps ne dépasse pas la capacité de charge du chariot.
- Fermez le couvercle supérieur du chariot de transport. Demandez à quelquun de se tenir aux deux extrémités ou aux quatre coins pour le soulever et le transporter de manière stable.
- Pour un transport sur de courtes distances et sur des surfaces planes, relevez les pédales à pieds (comme illustré sur la figure ②) situés sur les jambes du chariot. Assurez que les petites roulettes situées à larrière (comme montré sur la figure ③) restent au sol ; une seule personne peut alors le pousser facilement vers lavant. Maintenez la stabilité du chariot tout au long du trajet afin déviter toute inclinaison du corps.

Appliqué à :

Le chariot de transport funéraire repliable YXH-1H est principalement utilisé dans les hôpitaux et les établissements funéraires pour transporter les corps morts.

Atention :

- Lors du transport de corps à laide de ce chariot, assurez-vous de fixer les ceintures de sécurité et ne dépassez pas la capacité de charge (159 kg).
- Lors du fonctionnement normal, veillez à ne pas endommager la surface du chariot.

Entretien :

- Assurez une propreté régulière (y compris la stérilisation).
- Vérifiez régulièrement si certaines pièces sont détachées ou non.

Zusammenklappbare Bahre

Modell: YXH-1H (Referenz: 1238-YXH1H)

Technische Daten:

Material: Hochfeststoff-Aluminiumlegierung und PVC.
Produktgröße: 205 × 53 × 35 cm
Faltgröße: 108 × 53 × 10 cm
Verpackungsabmessungen:112×54×12 cm (1 Stück pro Karton).
Tragfähigkeit: 159 kg
Nettogewicht: 9 kg. Brutto-Gewicht: 10 kg



Betriebsablauf:

- Entfernen Sie den Transportkorb und legen Sie ihn flach auf eine glatte Oberfläche.
- Drücken Sie den Knopf (wie auf Abbildung ① dargestellt), um die Räder und Beine zu öffnen und sie auf dem Boden zu platzieren.
- Öffnen Sie den oberen Deckel des Transportgeräts und heben Sie den Körper darauf. Befestigen Sie ihn mit dem Sicherheitsgurt und stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Körpers innerhalb der Tragfähigkeit des Geräts liegt.
- Schließen Sie den oberen Deckel des Transportgeräts. Befügen Sie jemandem, an den beiden Enden oder an den vier Ecken des Geräts zu stehen, um es gleichmäßig zu heben und zu transportieren.
- Für den Transport über kurze Distanzen auf ebenem Gelände sollten die Fußpedale (wie in Abbildung ② dargestellt) an den Beinen des Transportkörpers angehoben werden. Die kleinen Räder am hinteren Ende (wie in Abbildung ③ gezeigt) müssen am Boden liegen; eine Person kann den Transportkörper dann problemlos vorwärts bewegen. Während des gesamten Vorgangs muss die Stabilität des Transportkörpers gewahrt bleiben, um eine Neigung des Körpers zu vermeiden.

Gültig für:

Der beklappbare Bestattungsstuhl YXH-1H wird hauptsächlich in Krankenhäusern und Bestattungsbetrieben zum Transport von Leichen eingesetzt.

Achtung:

- Beim Transport von Leichen mit diesem Transportbett stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte angelegt sind und die Tragfähigkeit (159 kg) nicht überschritten wird.
- Während des allgemeinen Betriebs sollten Sie darauf achten, die Oberfläche der Trageplatte nicht zu stark zu reißen.

Wartung:

- Halten Sie die Bedienung wie üblich sauber – einschließlich der Sterilisation.
- Überprüfen Sie häufig, ob einzelne Teile los sind oder nicht.

Maca funerária dobrável

Modelo: YXH-1H (Referência: 1238-YXH1H)

Dados técnicos:

Material: liga de alumínio de alta resistência e PVC.
Tamanho do produto: 205 × 53 × 35 cm.
Dimensões de dobragem: 108 × 53 × 10 cm.
Tamanho de embalagem:112×54×12 cm (1 peça por caixa).
Capacidade de carga: 159 kg.
Peso líquido: 9 kg. Peso bruto: 10 kg.



Procedimento de Operação:

- Remova o carrinho de transporte e coloque-o plano sobre uma superfície lisa.
- Pressione o botão (como mostrado na imagem ①) para desenrolar as rodas e as pernas e posicioná-las no chão.
- Abra a tampa superior do carrinho de transporte e levante o corpo sobre ela. Fixe-o com cintos de segurança, assegurando que o peso do corpo esteja dentro da capacidade de carga do carrinho.
- Feche a tampa superior do carrinho de transporte. Contrate alguém para ficar nas duas extremidades ou nos quatro cantos do carrinho, a fim de elevá-lo de forma constante e transportá-lo.
- Para o transporte em curta distância por terreno plano, levante os pedais dos pés (conforme mostrado na figura ②) sobre as pernas do carrinho de emergência. Mantenha as rodinhas localizadas na extremidade traseira (conforme mostrado na figura ③) no chão; uma pessoa poderá empurrá-lo com facilidade para a frente. Mantenha a estabilidade do carrinho durante todo o processo para evitar que o corpo se incline.

Aplicado para:

A prancha dobrável para funerais YXH-1H é utilizada principalmente em hospitais e casas de funerais para o transporte de corpos mortos.

Atenção:

- Ao transportar corpos com este carrinho de transporte, certifique-se de fixar as cintas de segurança e não exceda a capacidade de carga (159 kg).
- Durante a operação geral, tenha cuidado para não rasgar excessivamente a superfície do leito de transporte.

Manutenção:

- Mantenha a limpeza como parte da rotina (incluindo a esterilização).
- Verifique frequentemente se algumas peças estão soltas ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town, Zhangjiagang City,Jiangsu 215600, China.



Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/Corretger 117 Pq. Emp. Táctica, Paterna, 46980 Valencia (Spain).