Benutzerhandbuch

Treppestützgerät
YXH-5G

(EU) MDR 2017/745
Grundlegende UDI-DI: 6974580870001DN





Zubehör:
Drei Sicherheitsgurte.

Technische Daten:
1. Produktgröße: (L×W× H) :84×50× 100 cm, Faltgröße: (L×W×H) :100×50×28cm
2. Kartongröße (1 Stk.) :103×54×28cm
3. N.W.(1pc): 14kg G.W.:15.5kg
4. Tragfähigkeit: ≤159 kg

Beschreibung:
1. Es besteht hauptsächlich aus hochfesten Aluminiumlegierungen.
2. Es verfügt über vier Räder und lässt sich auf ebenem Boden leicht bewegen.
3. Es zeichnet sich durch geringes Gewicht, kompakte Bauform, einfache Handhabung, sichere Bedienung sowie einfache Desinfektion und Reinigung aus.

Verwendungsgebiet:
Es ist dafür konzipiert, Personen mit eingeschränkter Mobilität beim Auf- und Absteigen von Treppen sowie auf ebenem Boden zu unterstützen.

Achtung:
Dieses Gerät darf ausschließlich von vollständig geschulten Personen betrieben werden; die Nutzung durch nicht geschulte Personen ist untersagt.

Maximale Tragfähigkeit: 159 kg. Übersteigen Sie das Gewichtsgrenzwert nicht.
Der Sicherheitsgurt muss während der Nutzung stets angelegt sein.
Prüfen Sie die Ausrüstung vor jeder Nutzung. Achten Sie auf lose oder beschädigte Bauteile.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Mangel festgestellt wird.

Instandhaltung:
Die Reinigung als routinemäßige Maßnahme durchführen (einschließlich Desinfektion). Geeignete Desinfektionsmittel: 75 %iges Ethanol, chlorbasiertes Desinfektionsmittel (gemäß den Konzentrationsanweisungen des Herstellers verwenden). Verwenden Sie keine korrosiven Chemikalien.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247

Dokumentversion: Rev. 02
Überarbeitungstermin: 09.10.2026