Manuel d'utilisation

Support d'escalier
YXH-5G

(EU) MDR 2017/745
UDI-DI de base : 6974580870001DN





Accessoires :
Trois ceintures de sécurité.

Données techniques :

1. Dimensions du produit : (L×W× H) :84×50× 100 cm ; dimensions pliées : (L×W×H) :100×50×28cm
2. Dimensions du carton (1 pièce) :103×54×28cm
3. N.W.(1pc): 14kg G.W.:15.5kg
4. Capacité de charge : ≤159 kg

Description:

1. Il est principalement fabriqué à partir d'alliages d'aluminium à haute résistance.
2. Il dispose de quatre roues et se déplace facilement sur un sol plat.
3. Il se distingue par son faible poids, sa petite taille, sa facilité de transport, son utilisation sûre, ainsi que sa simplicité de dé sinfection et de nettoyage.

Utilisation prévue :

Il est conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de monter et descendre des escaliers ainsi que sur des plans de sol.

Attention:

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des personnes entièrement formées ; l'utilisation de ce dispositif est interdite aux personnes non formées.

Capacité de charge maximale : 159 kg. Ne pas dépasser la limite de poids.
La ceinture de sécurité doit toujours être fixée pendant l'utilisation.
Inspectez l'équipement avant chaque utilisation. Vérifiez la présence de composants lâches ou endommagés.
Ne pas utiliser le produit si un défaut est détecté.

Entretien :

Maintenez une hygiène rigoureuse en intégrant systématiquement une étape de désinfection. Désinfectants compatibles : é thanol à 75 %, désinfectant à base de chlore (suivez les instructions de concentration fournies par le fabricant). N'utilisez PAS de produits chimiques corrosifs.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247

Révision du document : Rev. 02
Date de révision : 2026-10-09