Manuale d'uso

CE MD

Supporto per le scale
YXH-5G

(EU) MDR 2017/745
UDI-DI di base: 6974580870001DN





Accessori:
Tre cinture di sicurezza.

Dati tecnici:
1. Dimensioni del prodotto: (L×W× H) :84×50× 100 cm; dimensioni ripiegabili: (L×W×H) :100×50×28cm
2. Dimensioni della scatola (1 pezzo) :103×54×28cm
3. N.W.(1pc): 14kg G.W.:15.5kg
4. Carico supportabile: ≤159 kg

Descrizione:
1. È realizzato principalmente in leghe di alluminio ad alta resistenza.
2. Ha quattro ruote e si muoverà facilmente su terreni piani.
3. Si distingue per essere leggero, di dimensioni ridotte, facile da trasportare, sicuro da utilizzare e semplice da disinfettare e pulire.

Uso previsto:
È progettato per consentire al trasferimento di persone con mobilità ridotta sia su scale che su superfici pianeggianti.

Attenzione:
Questo dispositivo può essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato; è vietato il suo utilizzo da persone non qualificate.

Capacità massima di carico: 159 kg. Non superare il limite di peso.
Il cinturino di sicurezza deve essere sempre fissato durante l'uso.
Ispezionare l'attrezzatura prima di ogni utilizzo. Controllare la presenza di componenti sfasati o danneggiati.
Non utilizzare il prodotto qualora venga riscontrato alcun difetto.

Manutenzione:
Mantenere la pulizia come pratica abituale (inclusa la disinfezione). Disinfettanti compatibili: etanolo al 75%, disinfettante a base di cloro (seguire le indicazioni di concentrazione fornite dal produttore). NON utilizzare prodotti chimici corrosivi.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247

Revisione del documento: Rev. 02
Data di revisione: 09/10/2026