

Parches para desfibrilación

Especificaciones técnicas

Parches multifunción desechables para desfibrilación con conexión directa de los cables al desfibrilador. Gracias a sus características técnicas garantizan una baja impedancia y un bajo umbral de estimulación, con una óptima adaptación al cuerpo del paciente. Los modelos son válidos para pacientes adultos y pediátricos. Los productos no contienen látex.

Referencia	KSA 0502
Indicaciones de uso	Pacientes adultos y pediátricos
Anchura anillo adhesivo	0.7 cm
Superficie total (por cada parche)	136 cm ²
Área activa (por cada parche)	95 cm ²
Longitud de los cables	130 cm
Nº de descargas que soporta el parche	50 @ 300 J
Material base	FOAM medico, 1 mm de espesor
Material conductor	Lámina de metal
Material conductor	Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Conexión	Conector antishock de seguridad
Almacenamiento	Almacenar en un sitio seco, con temperaturas entre +5 °C y +35 °C. Resistente a las heladas a -30 °C y resistente al calor a +65 °C durante un período máximo de 7 días. Un período prolongado a temperaturas extremas puede reducir su vida útil.
Fecha de caducidad	Indicada en el embalaje

www.bexencardio.com

Distributed by




REF KSA 0502 A

LOT XXXXXXXX



 2023/06

compatible with

REANIBEX 100

9600281 RETRO 8007-4241



Bexen cardio

Rev: 01/2021