



User Manual

CPR Board YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Technical Data:

- 1.Product Size (L×W×H):60.5×41×5cm
- 2.Carton Size(1pcs): 62×42×6cm
- 3.N.W.:2.6kg
- 4.G.W.:2.8kg

II. Description:

- 1.CPR board have great help on the first-aid and training, enabling the patient through out the rescue process always keep the airway open the correct location, better for patient with cervical spine injuries.
- 2.In the CPR process to avoid the airway open position to take the rise of the secondary damage caused by cervical spine.
- 3.Compression plate by high-density polyethylene plastic,the surface of solid,one end of the concave to maintain the patient's head and heads off.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battlefield and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions:

1. Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.

V. Maintenance:

- 1.Keep clean as routine (incl. sterilization).
- 2.Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Junta de RCP
YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 60,5 × 41 × 5 cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 62 × 42 × 6 cm
3. Peso neto: 2,6 kg
4. G.W.: 2.8kg

II. Descripción:

1. El tablero de RCP tiene una gran ayuda en primeros auxilios y capacitación, lo que permite que el paciente durante todo el proceso de rescate siempre mantenga las vías respiratorias abiertas en la ubicación correcta, mejor para pacientes con lesiones en la columna cervical.
2. En el proceso de RCP para evitar que la posición abierta de las vías respiratorias aumente el daño secundario causado por la columna cervical.
3. Placa de compresión de plástico de polietileno de alta densidad, la superficie sólida, un extremo del cóncavo para mantener la cabeza y la cabeza del paciente apagadas.

III. Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Precauciones:

Guarde este producto en un lugar a prueba de humedad y sin corrosión.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Conseil de RCR

YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Données techniques:

1. Taille du produit (L × L × H): 60,5 × 41 × 5 cm
2. Taille du carton (1 pièces) : 62 × 42 × 6 cm
- 3.N.W. : 2,6 kg
- 4.G.W. : 2,8 kg

II. La description:

1. Le conseil CPR a une grande aide sur les premiers secours et la formation, permettant au patient tout au long du processus de sauvetage de toujours garder les voies respiratoires ouvertes au bon endroit, mieux pour les patients souffrant de blessures à la colonne cervicale.
- 2.Dans le processus de RCP pour éviter que la position ouverte des voies respiratoires ne provoque les dommages secondaires causés par la colonne cervicale.
3. Plaque de compression en plastique polyéthylène haute densité, la surface du solide, une extrémité du concave pour maintenir la tête et la tête du patient.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Précautions :

Stockez ce produit à la place de l'épreuve de l'humidité et de la non-corrosion.

V. Entretien:

- 1.Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Consiglio CPR YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 60,5 × 41 × 5 cm
2. Dimensioni cartone (1 pz): 62 × 42 × 6 cm
- 3.N.W.: 2,6 kg
- 4.G.W.: 2,8 kg

II. Descrizione:

1. La scheda RCP offre un grande aiuto per il pronto soccorso e l'addestramento, consentendo al paziente durante tutto il processo di salvataggio di mantenere sempre aperte le vie aeree nella posizione corretta, migliore per i pazienti con lesioni alla colonna vertebrale cervicale.
2. Nel processo di RCP per evitare la posizione aperta delle vie aeree per prendere l'aumento del danno secondario causato dal rachide cervicale.
3. Piastra di compressione in plastica di polietilene ad alta densità, la superficie del solido, un'estremità del concavo per mantenere la testa del paziente e la testa.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Avvertenze:

Conservare questo prodotto in un luogo a prova di umidità e non corrosivo.

V. Manutenzione:

- 1.Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

CPR-Vorstand

YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 60,5 × 41 × 5 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 62 × 42 × 6 cm
3. N. W.: 2,6 kg
4. G. W.: 2,8 kg

II. Beschreibung:

1. Das HLW-Board hat eine große Hilfe bei der Ersten Hilfe und beim Training, sodass der Patient während des gesamten Rettungsvorgangs die Atemwege immer an der richtigen Stelle offen halten kann, besser für Patienten mit Verletzungen der Halswirbelsäule.
2. Im CPR-Prozess, um die offene Position der Atemwege zu vermeiden, um den Anstieg des Sekundärschadens zu vermeiden, der durch die Halswirbelsäule verursacht wird.
3. Kompressionsplatte aus hochdichtem Polyethylen-Kunststoff, die Oberfläche aus festem Material, ein Ende der Konkavität, um den Kopf und die Köpfe des Patienten fernzuhalten.

III. Für ... beworben haben:

Dieser von der Klinikpraxis zugelassene Artikel eignet sich für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Vorsicht:

Bewahren Sie dieses Produkt an einem feuchtigkeitsbeständigen und korrosionsfreien Ort auf.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Conselho de RCP
YXH-1A6H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



I. Dados Técnicos:

1. Tamanho do Produto (L×L×H): 60,5×41×5cm
2. Tamanho da caixa (1 peça): 62 × 42 × 6 cm
3. N.W.: 2,6 kg
4. G.W.: 2,8kg

II. Descrição:

1. A placa de RCP tem grande ajuda nos primeiros socorros e treinamento, permitindo que o paciente durante todo o processo de resgate mantenha sempre as vias aéreas abertas no local correto, melhor para pacientes com lesões na coluna cervical.
2. No processo de RCP, evite a posição aberta das vias aéreas para aumentar o dano secundário causado pela coluna cervical.
3. Placa de compressão por plástico de polietileno de alta densidade, a superfície de sólido, uma extremidade do côncavo para manter a cabeça do paciente e cabeças.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Cuidados:

Armazene este produto em local à prova de umidade e não corrosivo.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247