



User Manual

Stackable stretcher YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI :6974580870001DN



Accessories:

two safety belts.

I. Technical data:

1. Product size(L×W ×H):193×54×20cm
2. Carton size(1pc):194×58×22cm
3. N.W.(1pc): 3.5kg G.W.:4.8kg
4. Load bearing: ≤159kg

II. Description:

1. It is mainly used for seriously injured person, it is made of aluminum alloy.
2. It can save the rescue time, it has characteristics of durable, water - proof, small-sized as it can be piled up.
3. It can save the storage space and avoid pollution of the floor.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battlefield and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Attention:

1. When carrying patients with this stretcher, be sure fasten the safety belts for safety sake.
2. In general operation, be careful not to tear out the surface of the stretcher.

V. Maintenance:

1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Camilla apilable YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

dos cinturones de seguridad.

I.Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 193 × 54 × 20 cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 194 × 58 × 22 cm
3. N.W.(1pc): 3.5kg G.W.:4.8kg
4. Carga soportada: ≤159 kg

II. Descripción:

1. Se utiliza principalmente para personas gravemente heridas, está hecho de aleación de aluminio.
2. Puede ahorrar tiempo de rescate, tiene características de durabilidad, a prueba de agua, de tamaño pequeño, ya que se puede apilar.
3. Puede ahorrar espacio de almacenamiento y evitar la contaminación del suelo.

III.Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Atención:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de abrocharse los cinturones de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V. mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Civière empilable YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

deux ceintures de sécurité.

I. Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 193 × 54 × 20 cm
2. Taille du carton(1pc): 194×58×22cm
3. N.W.(1pc): 3.5kg G.W.:4.8kg
4. Roulement de charge : ≤159kg

II. La description:

1. Il est principalement utilisé pour les personnes gravement blessées, il est en alliage d'aluminium.
2. Il peut économiser du temps de sauvetage, il a des caractéristiques de durabilité, d'étanchéité à l'eau, de petite taille car il peut être empilé.
3. Il peut économiser de l'espace de stockage et éviter la pollution du sol.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Attention:

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous d'attacher les ceintures de sécurité pour des raisons de sécurité.
2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

1. Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella impilabile YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessori:

due cinture di sicurezza.

I. Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 193 × 54 × 20 cm
2. Dimensioni della scatola (1 pz): 194 × 58 × 22 cm
3. NW (1 pz): 3,5 kg GW: 4.8 kg
4. Portante: ≤159 kg

II. Descrizione:

1. Viene utilizzato principalmente per persone gravemente ferite, è realizzato in lega di alluminio.
2. Può risparmiare tempo di salvataggio, ha caratteristiche di durevole, impermeabile, di piccole dimensioni in quanto può essere accatastato.
3. Può salvare lo spazio di archiviazione ed evitare l'inquinamento del pavimento.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di allacciare le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. In generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Stapelbare Trage YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

zwei Sicherheitsgurte.

I. Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 193 × 54 × 20 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 194 × 58 × 22 cm
3. N. W. (1 Stück): 3,5 kg G. W.: 4.8 kg
4. Tragfähigkeit: ≤159kg

II. Beschreibung:

1. Es wird hauptsächlich für schwer verletzte Personen verwendet und besteht aus einer Aluminiumlegierung.
2. Es kann die Rettungszeit sparen, es hat Eigenschaften von langlebig, wasserdicht, klein, da es gestapelt werden kann.
3. Es kann Stauraum sparen und eine Verschmutzung des Bodens vermeiden.

III. Für ... beworben haben:

Von der klinischen Praxis zugelassen, eignet sich dieser Artikel für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Aufmerksamkeit:

1. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, achten Sie darauf, die Sicherheitsgurte aus Sicherheitsgründen anzulegen.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, die Oberfläche der Trage nicht auszureißen.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Maca empilhável YXH-1F4



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Acessórios:

dois cintos de segurança.

I. Dados técnicos:

1. Tamanho do produto (L x L x A): 193 x 54 x 20 cm
2. Tamanho da caixa (1 peça): 194 x 58 x 22 cm
3. N.W. (1 peça): 3,5kg G.W.:4.8kg
4. Rolamento de carga: ≤159kg

II. Descrição:

1. É usado principalmente para pessoas gravemente feridas, é feito de liga de alumínio.
2. Pode economizar o tempo de resgate, possui características de durável, à prova d'água, de pequeno porte, pois pode ser empilhado.
3. Pode economizar espaço de armazenamento e evitar a poluição do piso.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Atenção:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de apertar os cintos de segurança por motivos de segurança.
2. Em operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247