



User Manual

Folding Stretcher YXH-1K



Accessories:

one carry bag

I. Technical data:

1. Product size(L×W ×H):196×75×43cm
2. Folding size(L×W ×H):95×20×11cm
3. Carton size(1pc):100×23×13cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.:7.6kg
5. Load bearing: ≤159kg

II. Description:

1. It is made of high strength aluminum alloy and 600D poly materials.
2. Light-weighted, small-sized, easy-carried, reliable quality, use-safely and easy for sterilization.
3. It is a ideal camp-out devices.

III. Applied for:

It is mainly used for army and battle filed and etc.

IV. Attention:

In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance:

- 1.Keep clean as routine (incl. sterilization).
- 2.Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI :6974580870001DN



Manual de usuario

Camilla Plegable YXH-1K



Accesorios:

una bolsa de transporte

I. Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 196 × 75 × 43 cm
2. Tamaño de plegado (largo × ancho × alto): 95 × 20 × 11 cm
3. Tamaño del cartón (1 unidad): 100 × 23 × 13 cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.:7.6kg
5. Carga soportada: ≤159kg

II. Descripción:

1. Está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y materiales polivinílicos 600D.
2. Peso ligero, tamaño pequeño, fácil de transportar, calidad confiable, uso seguro y fácil de esterilizar.
3. Es un dispositivo ideal para acampar.

III. Uso Previsto:

Se utiliza principalmente para el ejército y la batalla, etc.

IV. Atención:

En el funcionamiento general, tenga cuidado de no romper la superficie de la camilla.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Manuel de l'Utilisateur

Civière pliante YXH-1K



Accessoires:

un sac de transport

I. Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 196 × 75 × 43 cm
2. Taille de pliage (L × W × H): 95 × 20 × 11 cm
3. Taille du carton(1pc):100×23×13cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.:7.6kg
5. Roulement de charge : ≤159kg

II. La description:

1. Il est fabriqué en alliage d'aluminium à haute résistance et en matériaux poly 600D.
2. Qualité légère, de petite taille, facile à transporter, fiable, à utiliser en toute sécurité et facile à stériliser.
3. C'est un appareil idéal pour camper.

III. Appliqué pour:

Il est principalement utilisé pour l'armée et le champ de bataille, etc.

IV. Attention:

En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

1. Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella pieghevole YXH-1K



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN

Accessori:

una borsa per il trasporto

I. Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 196 × 75 × 43 cm
2. Dimensioni pieghevoli (L × P × A): 95 × 20 × 11 cm
3. Dimensioni della scatola (1 pz): 100 × 23 × 13 cm
4. N.W. (1 pz): 7 kg G.W.: 7,6 kg
5. Portante: ≤159 kg

II. Descrizione:

1. È realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza e poli materiali 600D.
2. Qualità leggera, di piccole dimensioni, facile da trasportare, affidabile, sicura per l'uso e facile da sterilizzare.
3. È un dispositivo ideale per il campeggio.

III. Aver fatto richiesta per:

Viene utilizzato principalmente per l'esercito e la battaglia archiviata, ecc.

IV. Attenzione:

Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Klappbahre YXH-1K



Zubehör:

eine Tragetasche

I. Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 196 × 75 × 43 cm
2. Faltgröße (L × B × H): 95 × 20 × 11 cm
3. Kartongröße (1 Stück): 100 × 23 × 13 cm
4. N. W. (1 Stück): 7 kg G. W.: 7,6 kg
5. Tragfähigkeit: ≤159kg

II. Beschreibung:

1. Es besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und 600D-Polymaterialien.
2. Leicht, klein, leicht zu tragen, zuverlässige Qualität, gebrauchssicher und einfach zu sterilisieren.
3. Es ist ein ideales Camp-Out-Gerät.

III. Für ... beworben haben:

Es wird hauptsächlich für Armee- und Schlachtfelder usw. verwendet.

IV. Aufmerksamkeit:

Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, die Liegefläche nicht zu zerreißen.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Manual do usuário

Maca dobrável YXH-1K



Acessórios:

um saco de transporte

I. Dados técnicos:

1. Tamanho do produto (L × L × A): 196 × 75 × 43 cm
2. Tamanho dobrável (L × L × H): 95 × 20 × 11 cm
3. Tamanho da caixa (1 peça): 100 × 23 × 13 cm
4. N.W. (1 peça): 7kg G.W.: 7,6kg
5. Rolamento de carga: ≤159kg

II. Descrição:

1. É feito de liga de alumínio de alta resistência e materiais poli 600D.
2. Leve, de tamanho pequeno, fácil de transportar, qualidade confiável, uso seguro e fácil para esterilização.
3. É um dispositivo de acampamento ideal.

III. Aplicado para:

É usado principalmente para exército e batalha arquivado e etc.

IV. Atenção:

Em operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN