



User Manual

Ambulance Stretcher YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN



Accessories:

1.two safety belts 2.fixing device 3.IV pole 4.mattress

I. Technical Data:

1.High position: (L×W×H):196×55×97cm , Low position: (L×W×H):196×55×37cm

2.Cartan Size(1pcs): 198×62×38cm

3.Max angle of the back:75°

4.N.W.:44kg G.W.:50.6kg

5.Load Bearing: ≤ 159kg

II. Description:

1.This multifunctional automatic loading stretcher has varied heights. It' s very convenient;

2.It can alternate to various positions with your different requirements.

3.The bed surface is made of foamed cushion and the adjustable back, making the wounded feel comfortable.

4.This kind of stretcher can satisfy emergency treatment in complicated situations especially suit for the combination ambulance.

5.The bed piece can be separated from the stretcher trough separating device, it' s very helpful for emergency rescue.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battle field and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions:

1.When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.

2.In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance:

1.Keep clean as routine (incl. sterilization).

2.Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd

No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24,1076 DE

Amsterdam, Netherlands

SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Camilla de ambulancia YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

1. dos cinturones de seguridad 2. dispositivo de fijación 3. poste IV 4. colchón

I. Datos técnicos:

1. Posición alta: (Largo × Ancho × Alto): 196 × 55 × 97 cm, Posición baja: (Largo × Ancho × Alto): 196 × 55 × 37 cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 198 × 62 × 38 cm
3. Ángulo máximo de la espalda: 75 °
4. N. W.: 44 kg G. W.: 50,6 kg
5. Carga soportada: ≤159 kg

II. Descripción:

1. Esta camilla de carga automática multifuncional tiene alturas variadas. Es muy conveniente;
2. Puede alternar a varias posiciones con sus diferentes requisitos.
3. La superficie de la cama está hecha de un cojín de espuma y un respaldo ajustable, lo que hace que los heridos se sientan cómodos.
4. Este tipo de camilla puede satisfacer el tratamiento de emergencia en situaciones complicadas, especialmente adecuado para la ambulancia combinada.
5. La pieza de la cama se puede separar de la camilla a través del dispositivo de separación, es muy útil para el rescate de emergencia.

III. Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Precauciones:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de bloquear firmemente el dispositivo de bloqueo del guardabarros y abroche el cinturón de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd

No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24,1076 DE

Amsterdam, Netherlands

SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Civière d'ambulance YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

1. deux ceintures de sécurité 2. dispositif de fixation 3. perche IV 4. matelas

I. Données techniques:

1. Position haute : (L×W×H) : 196×55×97cm , Position basse : (L×W×H) : 196×55×37cm
2. Taille du carton (1 pièces) : 198 × 62 × 38 cm
3. Angle maximum du dos : 75 °
4. N.W.:44kg G.W.:50.6kg
5. Roulement de charge : ≤ 159 kg

II. La description:

1. Cette civière de chargement automatique multifonctionnelle a des hauteurs variées. C'est très pratique;
2. Il peut alterner différentes positions avec vos différentes exigences.
3. La surface du lit est constituée d'un coussin en mousse et d'un dossier réglable, ce qui rend les blessés confortables.
4. Ce type de civière peut satisfaire un traitement d'urgence dans des situations compliquées, particulièrement adapté à l'ambulance combinée.
5. Le lit peut être séparé du dispositif de séparation de la civière, il est très utile pour les secours d'urgence.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Précautions :

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous de bien verrouiller le dispositif de verrouillage du garde-boue et d'attacher la ceinture de sécurité pour des raisons de sécurité.
2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

1. Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation). 2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella dell'ambulanza YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessori:

1. due cinture di sicurezza 2. dispositivo di fissaggio 3. asta portaflebo 4. materasso

I. Dati tecnici:

1. Posizione alta: (L × P × A): 196 × 55 × 97 cm, posizione bassa: (L × P × A): 196 × 55 × 37 cm
2. Dimensioni cartone (1 pz): 198 × 62 × 38 cm
3. Angolo massimo della schiena: 75°
4. N.W.: 44 kg G.W.: 50,6 kg
5. Cuscinetto di carico: ≤ 159 kg

II. Descrizione:

1. Questa barella di carico automatico multifunzionale ha diverse altezze. È molto conveniente;
2. Può alternarsi a varie posizioni con le tue diverse esigenze.
3. La superficie del letto è realizzata con un cuscino in schiuma e lo schienale regolabile, per far sentire a proprio agio i feriti.
4. Questo tipo di barella può soddisfare il trattamento di emergenza in situazioni complicate, particolarmente adatte per l'ambulanza combinata.
5. Il pezzo del letto può essere separato dal dispositivo di separazione del trogolo della barella, è molto utile per il soccorso di emergenza.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Avvertenze:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente il dispositivo di bloccaggio del parafrangente e allacciare la cintura di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Krankentrage YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

1. zwei Sicherheitsgurte 2. Befestigungsvorrichtung 3. Infusionsständer 4. Matratze

I. Technische Daten:

1. Hohe Position: (L × B × H): 196 × 55 × 97 cm, niedrige Position: (L × B × H): 196 × 55 × 37 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 198 × 62 × 38 cm
3. Maximaler Rückenwinkel: 75 °
4. N.W.: 44kg G.W.: 50,6kg
5. Lastlager: ≤ 159 kg

II. Beschreibung:

1. Diese multifunktionale automatische Ladetrage hat unterschiedliche Höhen. Es ist sehr bequem;
2. Es kann mit Ihren unterschiedlichen Anforderungen zu verschiedenen Positionen wechseln.
3. Die Liegefläche besteht aus geschäumtem Kissen und der verstellbaren Rückenlehne, sodass sich die Verwundeten wohl fühlen.
4. Diese Art von Trage kann die Notfallbehandlung in komplizierten Situationen erfüllen, besonders geeignet für den kombinierten Krankenwagen.
5. Das Bettteil kann von der Tragetrog-Trennvorrichtung getrennt werden, es ist sehr hilfreich für die Notfallrettung.

III. Für ... beworben haben:

Dieser von der Klinikpraxis zugelassene Artikel eignet sich für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Vorsicht:

1. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, stellen Sie sicher, dass die Kotflügelverriegelung fest verriegelt und der Sicherheitsgurt aus Sicherheitsgründen angelegt wird.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, dass die Oberfläche der Trage nicht herausgerissen wird.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation). 2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Maca de ambulância YXH-3D2



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Acessórios:

1. dois cintos de segurança 2. dispositivo de fixação 3. IV pólo 4. colchão

I. Dados Técnicos:

1. Posição alta: (L×L×H):196×55×97cm, Posição baixa: (L×L×H):196×55×37cm

2. Tamanho da caixa (1 peça): 198 × 62 × 38 cm

3. Ângulo máximo das costas: 75°

4. N.W.:44kg G.W.:50,6kg 5. Rolamento de carga: ≤ 159kg

II. Descrição:

1. Esta maca de carregamento automático multifuncional tem alturas variadas. É muito conveniente;
2. Pode alternar para várias posições com suas diferentes necessidades.
3. A superfície da cama é feita de almofada de espuma e as costas ajustáveis, fazendo com que os feridos se sintam confortáveis.
4. Este tipo de maca pode satisfazer o tratamento de emergência em situações complicadas, especialmente adequado para a ambulância combinada.
5. A peça da cama pode ser separada da maca através do dispositivo de separação, é muito útil para resgate de emergência.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Cuidados:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de travar firmemente o dispositivo de travamento do para-lama e aperte o cinto de segurança por questões de segurança.
2. Na operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247