



User Manual

Ambulance Stretcher YXH-3H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN



Accessories:

1.three safety belts 2.fixing device 3.IV pole 4.mattress

I. Technical Data:

1.High position: (L×W×H):192×56×101cm , Low position: (L×W×H):196×56×40cm

2.Cartoon Size(1pcs): 200×64×39cm

3.Max angle of the back:75°

4.N.W.:52.5kg G.W.:59.5kg

5.Load Bearing: ≤ 159kg

II. Description:

1.It has a separable stretcher with the main stretcher frame which could be removed from trolley and used as a separate stretcher

2. Easy locking/unlocking system to lock the separable stretcher into the trolley

3.Swing-down side rails to protect patient when transfer

4.The mechanical legs are controlled by the handles in both sides, Only need one person can slide the stretcher on to the ambulance,

5.it can be locked by the fixing device when it is in the ambulance.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battle field and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions:

1.When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.

2.In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance:

1.Keep clean as routine (incl. sterilization).

2.Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd

No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24,1076 DE

Amsterdam, Netherlands

SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Camilla de ambulancia YXH-3H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

1. tres cinturones de seguridad 2. dispositivo de fijación 3. poste IV 4. colchón

I. Datos técnicos:

1. Posición alta: (Largo × Ancho × Alto): 192 × 56 × 101 cm, Posición baja: (Largo × Ancho × Alto): 196 × 56 × 40 cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 200 × 64 × 39 cm
3. Ángulo máximo de la espalda: 75 °
4. N. W.: 52,5 kg G. W.: 59,5 kg
5. Carga soportada: ≤159 kg

II. Descripción:

1. Tiene una camilla separable con el marco de la camilla principal que se puede quitar del carro y usar como una camilla separada
2. Fácil sistema de bloqueo/desbloqueo para bloquear la camilla separable en el carro
3. Rieles laterales abatibles para proteger al paciente durante la transferencia
4. Las patas mecánicas están controladas por las manijas en ambos lados. Solo se necesita que una persona pueda deslizar la camilla hacia la ambulancia.
5. puede ser bloqueado por el dispositivo de fijación cuando está en la ambulancia.

III. Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Precauciones:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de bloquear firmemente el dispositivo de bloqueo del guardabarros y abroche el cinturón de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Civière d'ambulance YXH-3H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

1.trois ceintures de sécurité 2.dispositif de fixation 3.perche IV 4.matelas

I. Données techniques:

1. Position haute : (L × l × H) : 192 × 56 × 101 cm, position basse : (L × l × H) : 196 × 56 × 40 cm
2. Taille du carton (1 pièces) : 200 × 64 × 39 cm
3. Angle maximum du dos : 75 °
- 4.N.W. : 52,5 kg G.W. : 59,5 kg
5. Roulement de charge : ≤ 159 kg

II. La description:

- 1.Il a une civière séparable avec le cadre principal de la civière qui peut être retiré du chariot et utilisé comme civière séparée
2. Système de verrouillage/déverrouillage facile pour verrouiller le brancard séparable dans le chariot
3. Rails latéraux basculants pour protéger le patient lors du transfert
4. Les jambes mécaniques sont contrôlées par les poignées des deux côtés, une seule personne peut faire glisser la civière sur l'ambulance,
- 5.il peut être verrouillé par le dispositif de fixation lorsqu'il est dans l'ambulance.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Précautions :

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous de bien verrouiller le dispositif de verrouillage du garde-boue et d'attacher la ceinture de sécurité pour des raisons de sécurité.
2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

- 1.Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella dell'ambulanza YXH-3H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessori:

1. tre cinture di sicurezza 2. dispositivo di fissaggio 3. asta portaflebo 4. materasso

I. Dati tecnici:

1. Posizione alta: (L × P × A): 192 × 56 × 101 cm, posizione bassa: (L × P × A): 196 × 56 × 40 cm
2. Dimensioni cartone (1 pz): 200 × 64 × 39 cm
3. Angolo massimo della schiena: 75°
4. N.W.: 52,5 kg P.L.: 59,5 kg
5. Cuscinetto di carico: ≤ 159 kg

II. Descrizione:

1. Ha una barella separabile con il telaio della barella principale che può essere rimosso dal carrello e utilizzato come barella separata
2. Facile sistema di bloccaggio/sbloccaggio per bloccare la barella separabile nel carrello
3. Sponde laterali ribaltabili per proteggere il paziente durante il trasferimento
4. Le gambe meccaniche sono controllate dalle maniglie su entrambi i lati, solo una persona può far scorrere la barella sull'ambulanza,
5. può essere bloccato dal dispositivo di fissaggio quando è nell'ambulanza.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Avvertenze:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente il dispositivo di bloccaggio del paraferro e allacciare la cintura di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Krankentrage

YXH-3H



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

1. drei Sicherheitsgurte 2. Befestigungsvorrichtung 3. Infusionsständer 4. Matratze

I. Technische Daten:

1. Hohe Position: (L × B × H): 192 × 56 × 101 cm, niedrige Position: (L × B × H): 196 × 56 × 40 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 200 × 64 × 39 cm
3. Maximaler Rückenwinkel: 75 °
4. N.W.: 52,5 kg G.W.: 59,5 kg
5. Lastlager: ≤ 159 kg

II. Beschreibung:

1. Es hat eine trennbare Trage mit dem Hauptrahmen der Trage, der vom Wagen entfernt und als separate Trage verwendet werden kann
2. Einfaches Verriegelungs-/Entriegelungssystem, um die trennbare Trage im Wagen zu verriegeln
3. Abklappbare Seitenschiene zum Schutz des Patienten beim Transfer
4. Die mechanischen Beine werden durch die Griffe auf beiden Seiten gesteuert. Nur eine Person muss die Trage auf den Krankenwagen schieben.
5. es kann durch die Befestigungsvorrichtung verriegelt werden, wenn es sich im Krankenwagen befindet.

III. Für ... beworben haben:

Dieser von der Klinikpraxis zugelassene Artikel eignet sich für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Vorsicht:

1. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, stellen Sie sicher, dass die Kotflügelverriegelung fest verriegelt und der Sicherheitsgurt aus Sicherheitsgründen angelegt wird.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, dass die Oberfläche der Trage nicht herausgerissen wird.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd

No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China

SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076 DE

Amsterdam, Netherlands

SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Maca de ambulância YXH-3H



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Acessórios:

1. três cintos de segurança 2. dispositivo de fixação 3. IV pólo 4. colchão

I. Dados Técnicos:

1. Posição alta: (L×L×H):192×56×101cm, Posição baixa: (L×L×H):196×56×40cm
2. Tamanho da caixa (1 peça): 200×64×39cm
3. Ângulo máximo das costas: 75°
4. N.W.:52,5kg G.W.:59,5kg
5. Rolamento de carga: ≤ 159kg

II. Descrição:

1. Possui uma maca separável com a estrutura da maca principal que pode ser removida do carrinho e usada como maca separada
2. Sistema de travamento/desbloqueio fácil para travar a maca separável no carrinho
3. Trilhos laterais basculantes para proteger o paciente durante a transferência
4. As pernas mecânicas são controladas pelas alças em ambos os lados, apenas uma pessoa pode deslizar a maca para a ambulância,
5. pode ser travado pelo dispositivo de fixação quando estiver na ambulância.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Cuidados:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de travar firmemente o dispositivo de travamento do para-lama e aperte o cinto de segurança por questões de segurança.
2. Na operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247