

Lit manuel

SK057-1

Manuel de l'utilisateur



Photo à titre indicatif

Contenu

1. Introduction au manuel	2
2. Caractéristiques	2
3. Paramètres techniques	2
4. Avertissement	5
5. Entretien	6
5. Stockage	6
6. Transport	6

Note : L'apparence des produits décrits dans ce manuel est légèrement différente, ce qui n'affecte pas les performances du produit. Veuillez comprendre que cela peut vous gêner lors de l'utilisation du produit.

1. Manuel Introduction

Veuillez lire attentivement les instructions car elles fournissent des informations importantes sur la SÉCURITÉ PENDANT L'UTILISATION ET LES PROCÉDURES D'ENTRETIEN les descriptions et les images contenues dans la publication ne sont pas contraignantes ; nous avons le droit de modifier toute information à des fins d'amélioration sans aucune obligation de mettre à jour ce manuel. Les graphiques et les images contenus dans ce manuel ne sont que des exemples et peuvent améliorer les produits.

2. Caractéristiques

Ce produit est principalement utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les espaces publics.

3. Paramètres techniques

- Tête et pied de lit en acier inoxydable, panneau de densité bleu
- Surface du lit en maille
- Structure du tube rectangulaire en acier trempé SPR
- Dimensions : 2050 x 910 x 500mm
- Crochets pour sacs de drainage
- Poteaux et supports IV en acier inoxydable
- Réglage du dossier : 0-75° (± 10)°

4. Avertissement

-  NE PAS LAISSER DE JEUNES ENFANTS SUR OU PRES DU LIT PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. NE PAS LAISSER CET APPAREIL ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS EN BAS ÂGE.
-  LORS DE L'UTILISATION DES FONCTIONS DU LIT, VEILLEZ TOUJOURS À CE QUE LA PERSONNE CONFINÉE DANS LE LIT SOIT CORRECTEMENT POSITIONNÉE DANS LES LIMITES DU LIT. NE LAISSEZ AUCUNE EXTRÉMITÉ DÉPASSER SUR LE CÔTÉ OU ENTRE LES BARRIÈRES DU LIT LORS DE L'EXÉCUTION DE TOUTE FONCTION.
-  LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT/DE PRÉCAUTION APPOSÉES SUR LE LIT DÉCRIVENT LES RISQUES OU LES PRATIQUES DANGEREUSES QUI POURRAIENT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
-  LORS DE L'UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ADMINISTRATION DE TYPE NASAL OU MASQUÉ, LES TUYAUX D'OXYGÈNE OU D'AIR DOIVENT ÊTRE ACHÉMINÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT AFIN D'ÉVITER QU'ILS NE S'EMMÊLENT ET NE FINISSENT PAR SE ROMPRE PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU LIT.
-  MAINTENIR TOUTES LES PARTIES MOBILES LIBRES D'OBSTRUCTIONS (C'EST-À-DIRE COUVERTURES/ DRAPS, COUVERTURES CHAUFFANTES/ COUSSINS, TUYAUX, CÂBLES ET AUTRES TYPES DE PRODUITS)

5. Liste de contrôle de l'entretien

- 5.1 Nettoyer périodiquement ce lit (y compris la désinfection).
- 5.2 Vérifiez fréquemment qu'il n'y a pas de pièces détachées ou endommagées.