

**Cama manual**  
**SK057-1**

**Manual do utilizador**



Imagem apenas para referência

# Conteúdo

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Introdução ao manual..... | 2 |
| 2. Caraterísticas.....       | 2 |
| 3. Parâmetros técnicos.....  | 2 |
| 4. Advertência.....          | 5 |
| 5. Manutenção.....           | 6 |
| 5. Armazenamento.....        | 6 |
| 6. Transporte.....           | 6 |

**Nota:** A aparência dos produtos descritos neste manual é um pouco diferente, o que não afecta o desempenho do produto. Por favor, compreenda se houver algum inconveniente na operação.

## 1. Manual Introdução

Leia atentamente as instruções, uma vez que estas fornecem informações importantes sobre SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO as descrições e imagens contidas na publicação não são vinculativas; temos o direito de modificar qualquer informação para fins de aperfeiçoamento sem qualquer obrigação de atualizar este manual. Os gráficos e imagens contidos neste manual são apenas exemplos e podem ser melhorados em relação aos produtos.

## 2. Características

Este produto é utilizado principalmente em hospitais, lares de idosos e espaços públicos

## 3. Técnica parâmetros

- Cabeceira e estribo em aço inoxidável, painel de densidade azul
- Superfície da cama em malha
- Estrutura em tubo retangular de aço temperado SPR
- Dimensões: 2050 x 910 x 500mm
- Ganchos para sacos de drenagem
- Postes e suportes IV em aço inoxidável
- Regulação do encosto: 0-75° ( $\pm 10^\circ$ )

## 4. Aviso

- ⚠ NÃO PERMITIR QUE CRIANÇAS PEQUENAS ESTEJAM EM CIMA OU PERTO DA CAMA DURANTE O FUNCIONAMENTO. NÃO PERMITIR QUE ESTE APARELHO SEJA UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS.
- ⚠ AO ACCIONAR A FUNÇÃO DA CAMA, CERTIFICAR-SE SEMPRE DE QUE A PESSOA CONFINADA À CAMA ESTÁ CORRECTAMENTE POSICIONADA DENTRO DOS LIMITES DA CAMA. NÃO DEIXAR QUE AS EXTREMIDADES FIQUEM SALIENTES SOBRE O LADO OU ENTRE AS GRADES DA CAMA DURANTE A EXECUÇÃO DE QUALQUER FUNÇÃO.
- ⚠ AS ETIQUETAS DE AVISO/PRECAUÇÃO APLICADAS À CAMA INDICAM OS PERIGOS OU PRÁTICAS NÃO SEGURAS QUE PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.
- ⚠ QUANDO SE UTILIZA EQUIPAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO TIPO NASAL OU MASCARADO, A TUBAGEM DE OXIGÉNIO OU DE AR DEVE SER ENCAMINHADA E FIXADA CORRECTAMENTE PARA GARANTIR QUE A TUBAGEM NÃO FICA EMARANHADA E ACABA POR SER CORTADA DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL DA CAMA.
- ⚠ MANTER TODAS AS PARTES MÓVEIS LIVRES DE OBSTRUÇÕES (OU SEJA, COBERTORES/COBERTORES, COBERTORES/ALMOFADAS DE AQUECIMENTO, TUBOS, CABOS E OUTROS TIPOS DE PRODUTOS)

## 5. Lista de controlo da manutenção

- 5.1 Limpar periodicamente esta cama (incluindo a desinfeção).
- 5.2 Verificar frequentemente se existem peças soltas ou danificadas.