

**Fauteuil de transfusion de
luxe**

SKE004-1

**Manuel
d'utilisation**



Image à titre indicatif uniquement

1. Introduction au manuel

Ce manuel fait partie intégrante de l'article auquel il se réfère. Veuillez lire attentivement les instructions, car elles contiennent des informations importantes sur la SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION ET LES PROCÉDURES D'ENTRETIEN. Les descriptions et les images contenues dans cette publication ne sont pas contraignantes ; nous nous réservons le droit de modifier toute information à des fins d'amélioration sans obligation de mettre à jour ce manuel. Les graphiques et les images contenus dans ce manuel ne sont que des exemples et peuvent faire l'objet d'améliorations sur les produits.

2. Champ d'application

Il est principalement utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les soins à domicile.

3. Caractéristiques

- Dimensions : 710*800*102 mm
- Structure en acier thermolaqué.
- Assise et dossier en mousse PU
- Accoudoirs en bois peint



4. Avertissements et précautions

- ⚠ NE PAS LAISSER LES ENFANTS EN BAS ÂGE SUR OU À PROXIMITÉ DU LIT PENDANT SON FONCTIONNEMENT.
- ⚠ NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER CET APPAREIL.
- ⚠ LORS DE L'UTILISATION DES FONCTIONS HI-LO, GENOU, TRENDELENBERG, INVERSION TRENDELENBERG OU D'INVERSION DU LIT, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA PERSONNE ALITÉE EST CORRECTEMENT INSTALLÉE DANS LE LIT. NE LAISSEZ AUCUNE EXTRÉMITÉ DÉPASSER DU LIT OU SE COINCER ENTRE LES BARRIÈRES LATÉRALES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'UNE DE CES FONCTIONS.
- ⚠ N'UTILISEZ PAS DE BARRIÈRES LATÉRALES NON AUTORISÉES.
- ⚠ LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT/DE PRÉCAUTION APPLIQUÉES SUR LE LIT INDIQUENT LES DANGERS OU LES PRATIQUES DANGEREUSES SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- ⚠ LORS DE L'UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ADMINISTRATION DE TYPE NASAL OU MASQUE, L'OXYGÈNE OU L'AIR

DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS ET FIXÉS CORRECTEMENT AFIN D'ÉVITER QU'ILS NE S'EMMÊLENT ET NE SE ROMPENT PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU LIT.

⚠️ AVANT DE METTRE LE LIT EN MARCHÉ, ASSUREZ-VOUS QUE LES RIVETS DU CADRE DU LIT SONT BIEN EN PLACE DANS LES CROCHETS SITUÉS À L'EXTRÉMITÉ DU LIT, SINON DES BLESSURES OU DES DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR.

⚠️ GARDEZ TOUTES LES PIÈCES MOBILES LIBRES DE TOUTE OBSTRUCTION (PAR EXEMPLE, COUVERTURES/DRAPS, COUVERTURES/COUSSINS CHAUFFANTS, TUYAUX, CÂBLES ET AUTRES TYPES DE PRODUITS)

5. Entretien

5.1 Nettoyez régulièrement (y compris désinfection).

5.2 Vérifiez qu'aucune pièce n'est desserrée ou anormale.

6. Stockage

Stockez cette table d'examen hospitalière dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la corrosion.

7. Transport

7.1 Transporter à l'aide de moyens de transport courants : bateau, avion, train, camion.

7.2 Le lit d'hôpital peut être manipulé manuellement.

7.3 Ne pas le jeter ou le laisser tomber lors du transbordement.



.....Parce que nous nous soucions