

**Sedia di lusso per
trasfusioni**

SKE004-1

Manuale d'uso



Immagine solo a scopo illustrativo

1. Introduzione al manuale

Il presente manuale è parte integrante dell'articolo a cui si riferisce. Leggere attentamente le istruzioni in quanto contengono informazioni importanti sulla SICUREZZA DURANTE L'USO E LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE. Le descrizioni e le immagini contenute nella pubblicazione non sono vincolanti; ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi informazione a fini di miglioramento senza alcun obbligo di aggiornare il presente manuale. La grafica e le immagini contenute nel presente manuale sono solo esempi e possono essere soggette a miglioramenti dei prodotti.

2. Ambito di applicazione

È utilizzato principalmente in ospedali, case di cura e assistenza domiciliare.

3. Caratteristiche

- Dimensioni: 710*800*102 mm
- Struttura in acciaio verniciato a polvere.
- Seduta e schienale in schiuma PU
- Braccioli in legno verniciato



4. Avvertenze e precauzioni

- ⚠ NON PERMETTERE A BAMBINI DI SALIRE O AVVICINARSI AL LETTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO.
- ⚠ NON PERMETTERE A BAMBINI DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO.
- ⚠ QUANDO SI UTILIZZA LA FUNZIONE HI-LO, KNEE, TRENDELENBERG, REVERSE TRENDELENBERG O DI INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE DEL LETTO, ASSICURARSI SEMPRE CHE IL PAZIENTE SIA POSIZIONATO CORRETTAMENTE ALL'INTERNO DEL LETTO. NON LASCIARE SPORGERE ALCUNA ESTREMITÀ OLTRE IL BORDO O TRA LE SPONDE DEL LETTO DURANTE L'ESECUZIONE DI QUALSIASI FUNZIONE.
- ⚠ NON UTILIZZARE SPIGOLE LATERALI NON AUTORIZZATE.
- ⚠ LE ETICHETTE DI AVVERTENZA/PRECAUZIONE APPOSTE SUL LETTO INDICANO I PERICOLI O LE PRATICHE NON SICURE CHE POTREBBERO CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI MATERIALI.
- ⚠ QUANDO SI UTILIZZANO DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE NASALI O A MASCHERA, L'OSSIGENO O L'ARIA

DEVONO ESSERE POSIZIONATI E FISSATI CORRETTAMENTE PER EVITARE CHE SI AGGROVIGLIINO E SI ROMPANO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL LETTO.

⚠️ PRIMA DI UTILIZZARE IL LETTO, ASSICURARSI CHE I RIVETTI DEL TELAIO DEL LETTO SIANO POSIZIONATI CORRETTAMENTE NEI GANCETTI ALL'ESTREMITÀ DEL LETTO: IN CASO CONTRARIO, POTREBBERO VERIFICARSI LESIONI O DANNI.

⚠️ MANTENERE TUTTE LE PARTI MOBILI LIBERE DA OSTACOLI (AD ESEMPIO COPERTE/LENZUOLA, COPERTE/CUSCINI TERMICI, TUBI, CAVI E ALTRI TIPI DI PRODOTTI)

5. Manutenzione

5.1 Pulire regolarmente (inclusa la disinfezione).

5.2 Controllare che non vi siano parti allentate o anomali.

6. Conservazione

Conservare questo lettino da visita ospedaliero in un luogo protetto dall'umidità e dalla corrosione.

7. Trasporto

7.1 Trasportare con mezzi di trasporto comuni: nave, aereo, treno, camion.

7.2 Il lettino ospedaliero può essere movimentato manualmente.

7.3 Non gettare o far cadere durante il trasporto.



.....Perché ci sta a cuore