

Luxus-Transfusionsstuhl

SKE004-1

**Bedienungsan-
leitung**



Bild nur zur Veranschaulichung

1. Einführung in die Bedienungsanleitung

Diese Anleitung ist Teil des Artikels, auf den sie sich bezieht. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG UND WARTUNG enthalten. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind nicht verbindlich; wir behalten uns das Recht vor, Informationen zu Verbesserungszwecken zu ändern, ohne verpflichtet zu sein, diese Anleitung zu aktualisieren. Die in dieser Anleitung enthaltenen Grafiken und Abbildungen sind nur Beispiele und können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

2. Anwendungsbereich

Das Produkt wird hauptsächlich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege verwendet.

3. Eigenschaften

- Größe: 710*800*102 mm
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.
- Sitzfläche und Rückenlehne aus PU-Schaum
- Lackierte Holzarmlehnen



4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- ⚠ KLEINKINDER WÄHREND DES BETRIEBS NICHT AUF ODER IN DER NÄHE DES BETTS ZULASSEN.
- ⚠ DIESES GERÄT DARF NICHT VON KLEINKINDERN BEDIENEN WERDEN.
- ⚠ BEIM BETÄTIGEN DER FUNKTIONEN HI-LO, KNEE, TRENDELENBERG, REVERSE TRENDELENBURG ODER RÜCKENFUNKTION DES BETTES VERWENDEN, STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE PATIENTEN RICHTIG INNERHALB DES BETTES LIEGEN. LASSEN SIE KEINE KÖRPERTEILE ÜBER DIE SEITEN ODER ZWISCHEN DIE BODENSTÄNGER HÄNGEN, WENN SIE IRGENDWELCHE FUNKTIONEN AUSFÜHREN.
- ⚠ VERWENDEN SIE KEINE UNZULÄSSIGEN SEITENSCHUTZE.
- ⚠ WARN- UND VORSICHTSHINWEISE AUF DEM BETT WEISEN AUF GEFAHREN ODER UNSICHERE VERFAHREN HIN, DIE ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- ⚠ BEI DER VERWENDUNG VON NASAL- ODER MASKENARTIGEN VERABREICHUNGSGERÄTEN MÜSSEN SAUERSTOFF- ODER LUFTLEITUNGEN

MÜSSEN DIE SCHLÄUCHE ORDNUNGSGEMÄSS VERLEGT UND BEFESTIGT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE SICH WÄHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES BETTES NICHT VERWICKELN UND EVENTUELL REISSEN.

⚠ VOR DER INBETRIEBNAHME SICHERSTELLEN, DASS DIE NIETEN DES BETTRAHMS RICHTIG IN DEN BETTHAKEN SITZEN: ANDERNFALLS KÖNNTE ES ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN KOMMEN.

⚠ HALTEN SIE ALLE BEWEGLICHEN TEILE FREI VON HINDERNISSEN (Z. B. DECKEN/BLECHE, HEIZDECKEN/HEIZKISSEN, SCHLÄUCHE, KABEL UND ANDERE PRODUKTE)

5. Wartung

5.1 Regelmäßig reinigen (einschließlich Desinfektion).

5.2 Überprüfen Sie, ob Teile locker sind oder nicht wie gewohnt funktionieren.

6. Lagerung


Bewahren Sie diese Krankenhaus-Untersuchungsliege an einem feuchtigkeitsgeschützten und korrosionsfreien Ort auf.

7. Transport

7.1 Der Transport kann mit üblichen Transportmitteln erfolgen: Schiff, Flugzeug, Zug, LKW.

7.2 Das Krankenhausbett kann manuell transportiert werden.

7.3 Beim Umschlag nicht werfen oder fallen lassen.



.....Weil uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt



MODEL:SKE004-1 | REF.:319-SKE004-1

**SILLÓN PARA TRANSFUSIONES / ARM CHAIR FOR BLOOD TRANSFUSIONS /
FAUTEUIL POUR TRANSFUSIONS / CADEIRA PER TRASFUSIONE /
CADEIRA PARA TRANSFUSÃO / SESSEL FÜR TRANSFUSIONEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:HW25050



2025-11-15