



CE-1150

Podologie / Podology / Podologia

Sillón de podología eléctrico con regulación de altura mediante mando de mano. Incluye apoyabrazos elevable 180° (metálicos y tapizados), perneras independientes y extensibles y cojín cervical ergonómico. Posición de trendelenburg compensado.

- Regulación de altura mediante motor eléctrico con mando de mano
- Respaldo elevable/reclinable mediante pistón de gas
- Cojín cervical ergonómico
- Trendelenburg compensado
- Apoyabrazos elevable 180° (metálicos y tapizados)
- Perneras independientes elevables/reclinables mediante palancas
- Perneras independientes y extensibles
- Peso soportado: 180 kg
- Espuma estándar 5cm+1cm y densidad 30kg/m³
- Polipiel: protección Permablok (antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica)
- Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi y cocida en horno a 210°C
- El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
- Producto CE. Fabricado en España


Electric podology couch with height regulation by hand switch control. It includes metallic 180° adjustable armrests, extensible individual leg sections and an ergonomic cervical cushion. Compensated Trendelenburg position.

- Height regulation by an electric motor with hand switch control
- Adjustment of the backrest by gas struts
- Ergonomic cervical cushion
- Compensated Trendelenburg
- 180° fold-down armrest (metallic et upholstered)
- Adjustable individual leg sections by lever system
- Individual and extensible leg sections
- Lifting capacity: 180 kg
- Standard foam 5cm+1cm and density 30kg/m³
- Imitation leather: Permablok protection (antifungal, antibacterial and antimycotic)
- Structure made of steel tube F1 coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
- The engines meet the European safety regulation.
- CE marking product. Made in Spain

Fauteuil électrique de podologie avec réglage de la hauteur par commande manuelle. Accoudoirs métalliques réglables 180°, jambières indépendantes extensibles et coussin cervical ergonomique compris. Position de Trendelenburg compensé.

- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Coussin cervical ergonomique
- Trendelenburg compensé
- Accoudoirs repliables à 180° (métalliques et tapissés)
- Jambières indépendantes réglables par leviers
- Jambières indépendantes et extensibles
- Poids supporté: 180 kg
- Mousse standard 5cm+1cm et densité 30kg/m³
- Similicuir: protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique)
- Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
- Produit CE. Fabriqué en Espagne

Extras opcionales / Optional extras / Options extras



AF

DIFERENTES ESPUMAS


ESPUMAS




MP1




PGOT **



PTS



RAA **



REX **



SRE



TF-01

