



SF-1030-B-G



Sillón de ginecología de altura fija. Incluye perneras ginecológicas, bandeja extraíble de acero inoxidable, apoyabrazos abatibles para facilitar el acceso lateral y cojín cervical ergonómico.

Gynaecological couch with fixed height. It includes gynaecological leg supports, a detachable stainless steel tray, fold-down armrests to make the lateral access easier and an ergonomic cervical cushion.

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe. Jambières gynécologiques, plateau en acier inoxydable amovible, accoudoirs escamotables afin de faciliter l'accès latéral et coussin cervical ergonomique compris.

Características generales	
Tipo de respaldo	Elevable/reclinable
Brazos	Apoyabrazos abatible 90°
Reposapiés	Perneras ginecológicas regulables y giratorias
Patas	4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
Piernas	Picera elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Bandeja de acero inoxidable extraíble bajo el asiento
	Cojín ergonómico para respaldo de sillones
	Hueco ginecológico
Normativas y seguridad	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	1 columna
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Sin motor
Funcionalidades mediante palanca	Picera
	Respaldo
Tipo de altura	Fija

General features	
Type of backrest	Adjustable
Armrests	90° fold-down armrests
Footrest	Adjustable and rotating gynaecology leg supports
Feet	4 adjustable feet for stability on uneven surfaces
Leg section	Adjustable footrest
Other extra options included	Detachable stainless steel tray beneath frame
	Ergonomic cushion for the backrest
	Gynaecology hole
Rules and security	CE marking product. Made in Spain


Frame and chassis	
Type of frame	1 column
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Without motor
Functionalities by lever system	Footrest
	Backrest
Type of height	Fixed









Caracteristiques generales	
Type de dossier	Réglable
Accoudoirs	Accoudoirs escamotables 90°
Repose-pieds	Jambières gynécologiques réglables et rotatives
Pieds	4 patins réglables pour inégalités du sol
Jambes	Repose-pieds réglable
Extras supplémentaires compris	Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège
	Coussin ergonomique pour le dossier
	Cavité gynécologique
Normes et sécurité	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	1 colonne
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc



Fonctionnalités	
Type de moteur	Sans moteur
Fonctionnalités par système de leviers	Repose-pieds
	Dossier
Type de hauteur	Fixe






Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra




Reposabrazos

AA180
Apoyabrazos abatibles 90°
(metálicos tapizados)BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción
(tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con
rotula (tapizado acanalado)RAA
Reposabrazos regulable en
altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstriberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas
con rótula

Accesorios

PTS
Portarrollos sillonesSB0
Soporte en la estructuraSB
Soportes genéricos (2 u.)RE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facialRSA
Respaldo sin agujero facialTG-01
Cojín ginecología (cubrebandeja)CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)

Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³




E60/3
3cm 60Kg/m³




E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³




E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey




ECA
Antracita



ECN
Black


Armrests




AA180
90° fold-down armrests (metallic and upholstered)



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)



REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Accessories




PTS
Paper roll holder for couches



SB0
Support in the structure



SB
Generic supports (2 u.)




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug











TG-01
Gynaecological seat plug (tray cover)





CER
Ergonomic cushion for the backrest




Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir





Accoudoirs

AA180
Accoudoirs escamotables 90°
(métalliques et tapissés)BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Accessoires

PTS
Porte-rouleaux pour fauteuilsSB0
Support dans la structureSB
Étaux (2 u.)RE
Rouleau plâtréAF
Trou visageTF-01
Bouchon facialRSA
Dossier sans trou visageTG-01
Bouchon gynécologique
(couvre-plateau)CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)