



CE-2359-ABRPC



Camilla eléctrica para osteopatía multifuncional con 3 motores para regulación de altura, pliegue central, piecera y Trendelenburg mediante mando de mano. Con respaldo reclinable en negativo. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, reposabrazos planos tapizados,

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
	Reposabrazos planos abatibles
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Mando de mano 3
	Portarrollos camilla
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	3
Funcionalidades motorizadas	Altura
	Piecera
	Pliegue central
	Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas médicas de Ø 65mm

Electric multidiscipline couch for osteopathy with 3 motors for height, central fold, footrest and Trendelenburg regulation with hand switch control. With a negative adjustment of the backrest. It includes armrests next to the backrest with height and angle regulation, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a

General features	
Type of headrest	Headrest with breathing hole and breathing hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
	Fold-down flat armrests
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole
	Hand switch control 3
	Paper roll holder
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	3
Motorised functionalities	Height
	Footrest
	Central fold
	Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Medical wheels of Ø 65 mm


Table électrique multifonctionnelle pour l'ostéopathie avec 3 moteurs pour le réglage de la hauteur, la cyphose, le repose-pieds et la position Trendelenburg par commande manuelle. Avec dossier pro/declive. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en ouverture, accoudoirs plats tapissés, porte-rouleaux,

Características generales	
Type de tête	Tête avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/declive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
	Accoudoirs plats repliables
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Commande manuelle 3
	Porte-rouleaux
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne









Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	3
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
	Repose-pieds
	Cyphose
	Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes médicales de Ø 65 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco




Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra

Mando

MM3
Mando de mano 3 motoresPERBL
Periférico blanco lateral

Reposabrazos

BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)REXROT
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)RP
Reposabrazos plano tapizadoRAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés

ESTR
EstríberasPG
Juego perneras ginecológicasPGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas

SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios



PT
Portarrollos



PGOT
Palo de gotero



SB
Soportes genéricos (2 u.)



GNART
Goniómetro articulaciones




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial









CER
Cojín ergonómico respaldo
(sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

Foam

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco





Structure colour

ECB
WhiteECG
Silvered greyECA
AntracitaECN
Black


Switch control

MM3
3 motors hand switch controlPERBL
Lateral white perimeter foot

Armrests

BAT
Armrests for supporting the
therapist (2 units)REX
Phlebotomy armrests (fluted
upholstery)REXROT
Phlebotomy swivel armrests
(fluted upholstery)RP
Flat upholstered armrestRAA
Adjustable height and angle
armrest

Footrest

ESTR
StirrupsPG
Set of gynaecological leg
supportsPGR
Set of swivel gynaecological leg
supports

Wheels

SRE
Retractable wheels system

Accessories



PT
Paper roll holder




PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer



RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug











CER
Ergonomic cushion for the
backrest




CAM
Coupled wooden headrest

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme





Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir

Commande

MM3
Commande manuelle 3 moteursPERBL
Périphérique blanc latéral

Accoudoirs

BAT
Bras de soutien pour le
thérapeute (2 unités)REX
Accoudoirs pour l'extraction de
sang (tapisserie ondulé)REXROT
Accoudoirs articulés pour
l'extraction de sang (tapisserie
ondulé)RP
Accoudoirs plats tapissésRAA
Accoudoir réglable en hauteur et
en ouverture

Repose-pieds

ESTR
ÉtriersPG
Jeu de repose-jambes
gynécologiquesPGR
Jeu de repose-jambes
gynécologiques et articulés

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires



PT
Porte-rouleaux



PGOT
Tige à perfusion



SB
Étaux (2 u.)



GNART
Goniomètre pour les
articulations




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le
dossier (fauteuils)



CAM
Tête en bois adaptable