Mesita de noche ABS

SKS002

Manual de usuario



Imagen solo como referencia


Especificaciones:

- Tamaño: 480*480*760mm
- Chasis: Inyección ABS.
- La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- Toalleros en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- La mesa de comedor está entre el cajón y la mesa
- Se pueden poner termos, lavabos y otros productos básicos.

Lado delantero



Placa regulable en el interior del armario



El personal se puede poner en la puerta del gabinete



Toallero



Mesa de comedor retráctil



Mesa de comedor, cajón, armario abierto



JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Addr.: No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Tel.: 0086-512-0512-56385683 Fax.: 0086-512-58520713
Web.: www.chinasaikang.com bessie@zjgsaikang.com

MODEL:SKS002 | REF.:319-SKS002

MESA HOSPITALARIA/HOSPITAL TABLE / TABLE DE CHAMBRE D'HOPITAL/ TAVOLINO PER DEGENZA/HOSPITAL DE MESA /KRANKENHAUS TISCH

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture
Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

CE MD

QuirumedS.L.U.CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
46980, Valencia(Spain)

LOT:HW25033

2025-xx-xx