Comodino in ABS

SKS002

Manuale d'uso



Immagine di riferimento


Specifiche:

- Dimensioni: 480*480*760 mm
- Telaio: ABS Iniezione.
- Il piano del mobile, il cassetto, il vassoio, il ripiano, la porta e la base sono realizzati in ABS.
- Appendiabiti regolabili sui 2 lati dell'armadio
- L'asse da pranzo si trova tra il cassetto e il piano del tavolo
- È possibile inserirvi thermos, lavabo e altri prodotti.

Lato anteriore



Piastra regolabile all'interno dell'armadio



Il personale può essere inserito nell'anta dell'armadio



Porta asciugamani



Tavolo da pranzo retrattile



Tavolo da pranzo, cassetto, mobile aperto



JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Addr.: No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Tel.: 0086-512-0512-56385683 Fax.: 0086-512-58520713
Web.: www.chinasaikang.com bessie@zjgsaikang.com

MODELLO:SKS002| RIF.:319-SKS002

MESA HOSPITALARIA/TAVOLO DA OSPEDALE / TABLE DE CHAMBRE D'HOPITAL/ TAVOLINO PER DEGENZA/HOSPITAL DE MESA /KRANKENHAUS TISCH

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Provincia di Jiangsu, Cina

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unità 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Paesi Bassi

CE MD

QuirumedS.L.U.CIFB97267405
C/Corretger117Pq.Emp.Tactica,Paterna, 46980, Valencia(Spain)

LOT:HW25033

2025-xx-xx