Mesa de cabeceira em ABS

SKS002

Manual do ~~u~~tilizador



Imagem apenas para referência


Especificações:

- Dimensões: 480*480*760 mm
- Estrutura: Injeção ABS.
- A parte superior do armário, a gaveta, a bandeja, a placa de camada, a porta e a base são feitas de ABS
- Toalheiros nos dois lados do armário, que podem ser ajustáveis
- A placa de jantar fica entre a gaveta e o tampo da mesa
- Termos, lavatório e outros artigos podem ser colocados nela

Parte frontal



Placa ajustável dentro do armário



O pessoal pode ser colocado na porta do armário



Toalheiro



Mesa de jantar retrátil



Mesa de jantar, gaveta, armário aberto



JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Addr.: No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Tel.: 0086-512-0512-56385683 Fax.: 0086-512-58520713
Web.: www.chinasaikang.com bessie@zjgsaikang.com

MODELO: SKS002 | REF.: 319-SKS002

MESA HOSPITALARIA/MESA DE HOSPITAL/MESA DE QUARTO DE HOSPITAL/MESA DE DEGENZA/MESA DE HOSPITAL/KRANKENHAUS TISCH

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City,
Província de Jiangsu, China

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Países Baixos

CE MD

QuirumedS.L.U.CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna, 46980, València (Espanha)

LOTE: HW25033

2025-xx-xx