

CE-2359-ABRPC







CE-2359-ABRPC

Camilla eléctrica para osteopatía multifuncional con 3 motores para regulación de altura, pliegue central, piecera y Trendelenburg mediante mando de mano. Con respaldo reclinable en negativo. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, reposabrazos planos tapizados,

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
	Reposabrazos planos abatibles
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Mando de mano 3
	Portarrollos camilla
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	3
Funcionalidades motorizadas	Altura
	Piecera
	Pliegue central
	Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas médicas de Ø 65mm

Electric multidiscipline couch for osteopathy with 3 motors for height, central fold, footrest and Trendelenburg regulation with hand switch control. With a negative adjustment of the backrest. It includes armrests next to the backrest with height and angle regulation, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a

General features	
Type of headrest	Headrest with breating hole and breating hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Armrests next to the backrest with height and width regulation
	Fold-down flat armrests
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole
	Hand switch control 3
	Paper roll holder
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	3
Motorised functionalities	Height
	Footrest
	Central fold
	Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Medical wheels of Ø 65 mm


Table électrique multifonctionnelle pour l'ostéopathie avec 3 moteurs pour le réglage de la hauteur, la cyphose, le repose-pieds et la position Trendelenburg par commande manuelle. Avec dossier pro/déclive. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en ouverture, accoudoirs plats tapissés, porte-rouleaux,

Caracteristiques generales	
Type de têtière	Têtière avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
	Accoudoirs plats repliables
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Commande manuelle 3
	Porte-rouleaux
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et securité	Les moteurs se conforment aux normes de securité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	3
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
	Repose-pieds
	Cyphose
	Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes médicales de Ø 65 mm



CE-2359-ABRPC


Espuma




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura



ECB
Blanca



ECG
Gris plateado



ECA
Antracita



ECN
Negra

Mando



MM3
Mando de mano 3 motores




PERBL
Periférico blanco lateral

Reposabrazos



BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)




REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)



REXROT
Reposabrazos extración con rótula (tapizado acanalado)




RP
Reposabrazos plano tapizado



RAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés



ESTR
Estriberas



PG
Juego perneras ginecológicas



PGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas



SRE
Sistema de ruedas escamoteables

CE-2359-ABRPC

Accesorios



PT
Portarrollos



PGOT
Palo de gotero




SB
Soportes genéricos (2 u.)



GNART
Goniómetro articulaciones




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo (sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

CE-2359-ABRPC


Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey



ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control




MM3
3 motors hand switch control




PERBL
Lateral white perimeter foot

Armrests



BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)




REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)




RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system

CE-2359-ABRPC

Accessories



PT
Paper roll holder




PGOT
IV Pole



SB
Generic supports (2 u.)



GNART
Joint goniometer




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug



CER
Ergonomic cushion for the backrest



CAM
Coupled wooden headrest

CE-2359-ABRPC


Mousse




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme

Couleur de la structure



ECB
Blanche



ECG
Grise



ECA
Anthracite



ECN
Noir

Commande




MM3
Commande manuelle 3 moteurs




PERBL
Périphérique blanc latéral

Accoudoirs



BAT
Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)




REX
Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)



REXROT
Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)




RP
Accoudoirs plats tapissés



RAA
Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture

Repose-pieds



ESTR
Étriers



PG
Jeu de repose-jambes gynécologiques



PGR
Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés

Roulettes



SRE
Système de roulettes escamotables

CE-2359-ABRPC

Accessoires



PT
Porte-rouleaux




PGOT
Tige à perfusion



SB
Étaux (2 u.)



GNART
Goniomètre pour les articulations




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)



CAM
Tétière en bois adaptable